

Pipettierhilfe

CappAid™



- Geeignet für Glas- oder Kunststoffpipetten von 100 µl bis 100 ml
- Extrem leichtgewichtig (167 g) für ermüdungsfreies Arbeiten!
- Lithiumbatterie – kein Memoryeffekt (Kapazitätsverlust)
- Bis zu 12 Stunden kontinuierliche Laufzeit
- Dispensieren über Schwerkraft oder elektronisch mit kontrollierter Geschwindigkeit
- Ausblasfunktion; UV- Beständigkeit
- Mit austauschbarem PTFE Filter 0,2µm

Technische Spezifikationen CappAid:

Aspiration / Abgabe	> 6 ml / sec
Filter	Hydrophob, 25 mm Durchmesser, 0,2 µm
Autoklavierbarkeit	Konus, Silikonpipettenadapter und Filter
Temperaturarbeitsbereich	10 °C - 35 °C
Feuchtarbeitsbereich	RH 0 % - 85%
Batterie	600 mAh/3,6V
Gehäuse/ Konus Material/ Zertifizierungen	ABS / Polypropylen CE, konform Class A (EN61010-1, EN61010-1-2, EN50082-1, EN55011), RoHS

Kat.Nr.	Beschreibung
PA-100	CappAid Pipettierhilfe, 0,1-100 ml
PA-100FT	CappAid Ersatzfilter, 0,2 µm
PA-100NC	CappAid autoklavierbarer Konus
PA-100TH	CappAid Silikonpipettenadapter