

Manuelle und elektronische Ein- und Mehrkanalpipetten



- ◆ Verschiedene Versionen: integrierter oder externer Spitzenabwurf
- ◆ "Ecopipette" und "Comfort"
- ◆ 1-, 8-, 12-, 16-, 48- und 64-Kanalpipetten
- ◆ Breites, abgestuftes Volumenspektrum von 0,2 µl bis 5000 µl
- ◆ **Farbring** am Handgriff der Pipette für schnelle Volumenknopfzuordnung!
- ◆ Schnelle Volumenseinstellung durch leicht drehbaren Einstellknopf (Achtung vor Einstellung Arretierung lösen)
- ◆ Auch mit Festvolumenknöpfen in allen Volumina-Größen erhältlich
- ◆ Pipetten mit Ausnahme des Volumenknopfes autoklavierbar
- ◆ Universeller Pipettenspitzenhalt (doppelte O-Ringe), geringes Eigengewicht, benutzerfreundlich, robust
- ◆ **Pipettenspitzen** für alle Modelle (siehe separate Preisliste)
- ◆ **"CappTronic"** elektronische Ein- und Achtkanalpipetten

Farbkodierung der Capp Pipetten



Beschreibung	Farbcodierung
0,2 - 2 µl Volumen	Violett
0,5 - 10 µl Volumen	Weiss
2 - 20 µl Volumen	Grau
5 - 50 µl Volumen	Rot
10 - 100 µl Volumen	Orange
20 - 200 µl Volumen	Gelb
100 - 1000 µl Volumen	Blau



Einkanalpipetten

Capp ecopipette

- Mit integriertem Spitzenabwurf
- Lange Lebensdauer durch Verwendung beständiger Materialien
- Verpackungsmaterial recyclebar und biologisch abbaubar



Volumen	Kat.Nr.
0,2 – 2 µl	C02-1S
0,5 - 10 µl	C10-1
2 - 20 µl	C20-1
5 - 50 µl	C50-1
10 - 100 µl	C100-1
20 - 200 µl	C200-1
100 - 1000 µl	C1000-1
1 - 5 ml	C5000-1

Capp Tri-volume Pipetten

- Statt mit einem variablen Volumenknopf drei Fixvolumenknöpfe



Kat.Nr.	Beschreibung
C10-T1	1 µl, 5 µl, 10 µl Knöpfe
C100-T2	20 µl, 50 µl, 100 µl Knöpfe
C1000-T3	200 µl, 500 µl, 1000 µl Knöpfe
CXXX-T	3 Knöpfe nach Kundenwahl

CappAero™ Comfort

- C02-1C (Kurzpipette) integrierter Spitzenabwurf
- Alle anderen Größen: Externer Spitzenabwurf mit separatem Abwurfhebel
- Arbeitsbelastung wird vom Daumen auf die übrigen Finger verlagert
- Mit einem variablen Volumenknopf



Volumen	Kat.Nr.
0,2 - 2 µl	C02-1C
0,5 - 10 µl	C10-1A
2 - 20 µl	C20-1A
5 - 50 µl	C50-1A
10 - 100 µl	C100-1A
20 - 200 µl	C200-1A
100 - 1000 µl	C1000-1A
1 - 5 ml	C5000-1A

CappAero™ Mikrobiologische Pipette

- Für Anwendung mit "Pipettenhalmen" (=straw)
- Mit drei Volumenknöpfen 100 µl, 900 µl und 1000 µl



Volumen	Kat.Nr.
100 - 1000 µl	C1000-1BS
	4170807
	Straw 19 cm, steril,
	1000 Stück (40 x 25 Stück)

Pipettenständer (ohne Pipetten)



Kat.Nr.	Beschreibung
C-05	Pipettenständer für 5 Pipetten (alle Modelle)
C-01	CappAero™ Kombiständer (2 Module), für bis zu drei Pipetten
S-06	Karussell für 6 Einkanalpipetten oder 3 Mehrkanalpipetten
00425-1	Ständer für Mehrkanalpipetten
00392-1	Block zur Aufbewahrung von 4 Volumenkontrollknöpfen (alte Kat.Nr. S-01Z)

Mehrkanalpipetten

Das Gehäuse der Mehrkanalpipetten ist aus Kunststoff → Gewichtsreduktion → ermüdungsfreies Arbeiten!

CappAero™ 8- und 12-Kanalpipette

- Externer Spitzenabwurf mit separatem Abwurfhebel
- Arbeitsbelastung wird vom Daumen auf die übrigen Finger verlagert
- Mit einem variablen Volumenknopf (**300 µl-Pipetten** haben 2 variable Volumenknöpfe, Bereich 30 - 200 µl und 125 - 300 µl)



8-Kanalpipette



12-Kanalpipette

Volumen

Kat.Nr.

0,5 - 10 µl	C10-8
2 - 20 µl	C20-8 (für 10 µl Spitze)
5 - 50 µl	C50-8
10 - 100 µl	C100-8 (für 200 µl Spitze)
20 - 200 µl	C200-8
30 - 300 µl	C300-8

Volumen

Kat.Nr.

0,5 - 10 µl	C10-12
2 - 20 µl	C20-12 (für 10µl Spitze)
5 - 50 µl	C50-12
10 - 100 µl	C100-12 (für 200µl Spitze)
20 - 200 µl	C200-12
30 - 300 µl	C300-12

384-Well Pipettieren leicht gemacht

CappAero™ 16-, 48- und 64-Kanalpipetten

- Transfer von Flüssigkeiten (z. B. aus 384 Deep Well Platten in 384 Well Testplatten)
- Gleichzeitiger Start multipler Reaktionen
- Für PCR, Microarray etc.
- Externer Spitzenabwurf mit separatem Abwurfhebel
- Mit einem variablen Volumenknopf
- Für den mittleren und hohen Probendurchsatz



Volumen

Kat.Nr. (alte Kat.Nr.)

Volumen	Kat.Nr. (alte Kat.Nr.)	Standard
0,2 - 2 µl	C02-16 (02-16AZ)	16-Kanalpipette
0,5 - 10 µl	C10-16 (10-16AZ)	16-Kanalpipette
5 - 50 µl	C50-16 (50-16AZ)	16-Kanalpipette
0,5 - 10 µl	C10-48 (10-48AZ)	48-Kanalpipette
0,5 - 10 µl	C10-64 (10-64AZ)	64-Kanalpipette

(passende Pipettenspitzen: siehe separate Preisliste)

Origami Reagenzien-Reservoire

- Einfaches Faltreservoir aus Polypropylen mit V-förmigem Boden



Kat.Nr. Beschreibung

CA40505	30 ml, für 8-/16-Kanalpipetten, 50/VE
CA40506	30 ml, steril , für 8- /16-Kanalpipetten, 10 x 5/VE
CA40510	40 ml, für 12-Kanalpipetten, 50/VE
CA40511	40 ml, steril , für 12-Kanalpipetten, 10 x 5/VE

➔ **Pipettenspitzen: siehe separate Preisliste**

Zubehör

Einstellknöpfe (weitere Volumina auf Wunsch erhältlich)



Festvolumenknopf

Pipettenvolumen	Kat.Nr.	
0,2 - 2 µl	02-FE-1	(1 µl Festvolumen)
0,2 - 2 µl	02-FE-2	(2 µl Festvolumen)
0,5 - 10 µl	10-FE-5	(5 µl Festvolumen)
0,5 - 10 µl	10-FE-10	(10 µl Festvolumen)
2 - 20 µl	20-FE-10	(10 µl Festvolumen)
2 - 20 µl	20-FE-20	(20 µl Festvolumen)
5 - 50 µl	50-FE-20	(20 µl Festvolumen)
5 - 50 µl	50-FE-25	(25 µl Festvolumen)
5 - 50 µl	50-FE-50	(50 µl Festvolumen)
10 - 100 µl	100-FE-30	(30 µl Festvolumen)
10 - 100 µl	100-FE-50	(50 µl Festvolumen)
10 - 100 µl	100-FE-100	(100 µl Festvolumen)
20 - 200 µl	200-FE-100	(100 µl Festvolumen)
20 - 200 µl	200-FE-200	(200 µl Festvolumen)
30 - 300 µl	300-FE-300	(300 µl Festvolumen)
100 - 1000 µl	1000-FE-500	(500 µl Festvolumen)
100 - 1000 µl	1000-FE-1000	(1000 µl Festvolumen)

Variabler Volumenknopf

Kat.Nr.	Pipettenvolumen
2-VZ	0,2 - 2 µl
10-VZ	0,5 - 10 µl
20-VZ	2 - 20 µl
50-VZ	5 - 50 µl
100-VZ	10 - 100 µl
200-VZ	20 - 200 µl
300-VZ/1	30 - 200 µl
300-VZ	125 - 300 µl
1000-VZ	100 - 1000 µl

Weitere Festvolumenknöpfe

x	x	xxx-FE yyy (xxx = maximales Pipettenvolumen, yyy = gewünschtes Festvolumen)
---	---	---

Elektronische Pipetten

CappTronic

- Einkanalpipetten: Volumen von 2 - 1000 µl
- Achtkanalpipetten: Volumen von 2 - 1200 µl
- Großes, einfach zu lesendes Display
- Höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Klare Bedieneroberfläche
- Funktionen für Seriendosieren, Dilutieren, Ansaugen etc.
- Umfangreicher Memory (9 individuelle Programme)
- Unterer Teil der Pipetten autoklavierbar
- Individuell einstellbare Pipettiergeschwindigkeiten (5 Stufen)
- Kompatibel mit allen gängigen Pipettenspitzen
- Einschließlich einer Lithiumbatterie, Adapter und einem tragbaren Batterieladegerät



Kat.Nr. Beschreibung

CappTronic Einkanalpipette

E20-1BA	CappTronic 2 - 20 µl
E200-1BA	CappTronic 10 - 200 µl
E1000-1BA	CappTronic 100 - 1000 µl

CappTronic Achtkanalpipette

E20-8BA	CappTronic Achtkanalpipette 2 - 20 µl
E200-8BA	CappTronic Achtkanalpipette 10 - 200 µl
E1200-8BA	CappTronic Achtkanalpipette 100 - 1200 µl

CappTronic Zubehör

E-Stand	Ständer für 3 elektronische Pipetten
---------	--------------------------------------