


Handwascher für Mikrotestplatten

So einfach wie nie zuvor:

Die Bedienung dieses Handwaschers ist denkbar einfach:

- an Vakuum und Waschflüssigkeit anschließen,
- die Waschpins in die Wells tauchen,
- den Knopf so oft drücken wie Waschdurchgänge gewünscht,
- und zur nächsten Well-Reihe gehen.



Ideal für Arbeiten mit geringem Plattendurchsatz



- ◆ Einfache Handhabung, robust und zuverlässig
- ◆ Gleichmäßiges und effizientes Waschen
- ◆ Geringe Restwaschflüssigkeit
- ◆ Einstellbar auf alle Well-Formen
- ◆ Autoklavierbar
- ◆ Kein Stromanschluss
- ◆ Individuelle Waschprotokolle
- ◆ Verschiedene Versionen für Strips, 96-Well und 384-Well Platten
- ◆ Auch als Kit mit Pumpe und Zubehör erhältlich

Katalog-Nr. Beschreibung

W-8	8-Kanal Handwascher mit Ständer für 96er Platten und Streifen
W-12	12-Kanal Handwascher mit Ständer für 96er Platten und Streifen
W-16	16-Kanal Handwascher mit Ständer für 384er Platten

Als Kit mit Zubehör

W-8 Kit	Capp Wash Kit inklusive CappWash 8-Kanal (W-8), Vakuumpumpe (WP1), Waschflasche (WB1), Abfallsammelflasche (WB-2), Silikonschlauch 4 m
W-12 Kit	Capp Wash Kit inklusive CappWash 12-Kanal (W-12), Vakuumpumpe (WP1), Waschflasche (WB1), Abfallsammelflasche (WB-2), Silikonschlauch 4 m
W-16 Kit	Capp Wash Kit inklusive CappWash 16-Kanal (W-16), Vakuumpumpe (WP1), Waschflasche (WB1), Abfallsammelflasche (WB-2), Silikonschlauch 4 m

Einzelkomponenten Zubehör

WP-1	Vakuumpumpe
WB-1	Waschflasche
WB-2	Abfallsammelflasche
W-1000	Silikonschlauch, 1m (empfohlene Bestellmenge: 4 m)



Füllknopf



Waschdüsen

Anschlüsse und Verbindungen

