

Pipettenspitzen

unsteril/steril • lose/gesteckt • mit/ohne Filter



Capp® bietet ein breites Spektrum exzellenter Pipettenspitzen an, die mit nahezu allen marktüblichen Pipetten kompatibel sind. Die Spitzen Expell™ und ExpellPlus™ (mit Ultra-Low Retention) sind wahlweise erhältlich lose im Beutel, in vorgesteckten Racks oder im praktischen Reload System, mit oder ohne Filter sowie in steriler oder nicht-steriler Form.

Kat.Nr.	Beschreibung	VE
ExpellPlus™ Filter Spitzen		
5030030C	ExpellPlus™ 10µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5131030C	ExpellPlus™ 10µl, klar, steril	20 x 1000 Spitzen lose
5030060C	ExpellPlus™ 10µl, lang, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5131060C	ExpellPlus™ 10µl, lang, klar, steril	20 x 1000 Spitzen lose
5030062C	ExpellPlus™ 20µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5131062C	ExpellPlus™ 20µl, klar, steril	10 x 1000 Spitzen lose
5030066C	ExpellPlus™ 100µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5131066C	ExpellPlus™ 100µl, klar, steril	10 x 1000 Spitzen lose
5030090C	ExpellPlus™ 200µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5131090C	ExpellPlus™ 200µl, klar, steril	10 x 1000 Spitzen lose
5130150C	ExpellPlus™ 1000µl, klar, steril	5 x 8 Racks à 60 Spitzen
5131150C	ExpellPlus™ 1000µl, klar, steril	10 x 1000 Spitzen lose
Expell™ und ExpellPlus™ Pipette Spitzen		
5130010C	Expell™ 10 µl, klar	20 x 1000 Stück lose
5030010C	ExpellPlus™ 10 µl, klar	20 x 1000 Stück lose
5030015C	ExpellPlus™ 10 µl, klar	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5030020C	ExpellPlus™ 10 µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5030035C	ExpellPlus™ 10 µl, klar, steril	4 x 20 Reload Cards à 96 Spitzen
5030040C	ExpellPlus™ 10 µl, lang, klar	20 x 1000 Stück lose
5030045C	ExpellPlus™ 10 µl, lang, klar	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5030050C	ExpellPlus™ 10 µl, lang, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
4130075C	Expell™ 200 µl, gelb	10 x 1000 Stück lose
5130070C	Expell™ 200 µl, klar	10 x 1000 Stück lose
5030070C	ExpellPlus™ 200 µl, klar	10 x 1000 Stück lose
5030075C	ExpellPlus™ 200 µl, klar	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5030080C	ExpellPlus™ 200 µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5030095C	ExpellPlus™ 200 µl, klar, steril	10 x 10 Reload Cards à 96 Spitzen
5130100C	Expell™ 300 µl, klar	10 x 1000 Stück lose
5130105C	Expell™ 300 µl, klar	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
5130110C	Expell™ 300 µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 96 Spitzen
4130135C	Expell™ 1000 µl, blau	4 x 1000 Stück lose
5130120C	Expell™ 1000 µl, klar (Vol. bis zu 1250 µl)	4 x 1000 Stück lose
5130130C	Expell™ 1000 µl, klar	4 x 1000 Stück lose
5130135C	Expell™ 1000 µl, klar	4 x 8 Racks à 96 Spitzen
5130140C	Expell™ 1000 µl, klar, steril	4 x 8 Racks à 96 Spitzen
5130155C	Expell™ 1000 µl, klar, steril	5 x 10 Reload Cards à 96 Spitzen
5130160C	Expell™ 5000 µl, klar	10 x 250 Stck. lose
5130165C	Expell™ 5000 µl, klar	1 x 10 Racks à 50 Spitzen
Spitzen für 16-, 24-, 48- und 64-Kanalpipetten		
5030003C	ExpellPlus™ 0,2-10µl, klar, steril	5 x 10 Racks à 384 Spitzen
5030004C	ExpellPlus™ 0,2-10µl, klar, steril, mit Filter	5 x 10 Racks à 384 Spitzen
5030005C	ExpellPlus™ 0,2-50µl, lang, klar, steril	5 x 10 Racks à 384 Spitzen
5030006C	ExpellPlus™ 0,2-50µl, lang, klar, steril, mit Filter	5 x 10 Racks à 384 Spitzen



CAPP Pipettenspitzen – Kompatibilität

	FILTER TIPS								UNIVERSAL TIPS					
	10S	10L	20	50	100	150	200	300	1000	10S	10L	200	300	1000
Capp™														
Volume in µl														
CappAero, 0.2-2µl	•	•								•	•			
CappAero, 0.5-10µl	•	•								•	•			
CappAero, 5-50µl	•		•	•	•	•	•	•				•	•	
CappAero, 10-100µl			•	•	•	•	•	•				•	•	
CappAero, 25-200µl			•	•	•	•	•	•				•	•	
CappAero, 50-300µl			•	•	•	•	•	•				•	•	
CappAero, 100-1000µl									•					•
Biohit®														
Proline® - Electronic, 10µl	•	•								•	•			
Proline® - Electronic, 100µl			•	•	•	•	•	•				•	•	
Proline® - Electronic, 500µl														
Proline® - Electronic, 1000µl									•					•
Proline® - Variable, 1000µl									•					•
Proline® - Variable, 5-50µl			•	•				•					•	
Proline® - Variable, 50-200µl					•	•	•	•				•	•	
Proline® - Variable, 200-1000µl									•					•
Proline® - Multi-Channel, 0.5-10µl	•	•								•	•			
Proline® - Multi-Channel, 50µl			•	•	•	•	•	•				•	•	
Proline® - Multi-Channel, 100µl					•	•	•	•				•	•	
Proline® - Multi-Channel, 250µl				•	•	•	•	•				•	•	
Eppendorf														
4810 - Variable, 0.5-10µl	•	•								•	•			
4810 - Variable, 100-1000µl									•					•
Research®/Reference®, 0.1-2.5µl	•	•								•	•			
Research®/Reference®, 0.5-10µl	•	•								•	•			
Research®/Reference®, 2-20µl			•											
Research®/Reference®, 10-100µl			•	•	•									
Research®/Reference®, 20/50-200µl				•	•	•	•	•				•	•	
Research®/Reference®, 100-1000µl									•					•
Gilson														
Pipetman® P-2, 0.2-2µl	•	•								•	•			
Pipetman® P-10, 0.5-10µl	•	•								•	•			
Pipetman® P-20, 0.2-20µl			•											
Pipetman® P-100, 10-100µl			•	•	•									
Pipetman® P-200, 20-200µl				•	•	•	•	•				•	•	
Pipetman® P-1000, 100-1000µl									•					•
LabSystems														
Finnpipette® 4500, 0.2-2µl	•	•								•	•			
Finnpipette® 4500 (Micro), 0.5-10µl			•											
Finnpipette® 4027/4500, 0.5-10µl	•	•								•	•			
Finnpipette® 4027/4500, 5-40µl			•	•	•								•	
Finnpipette® 4027/4500, 40-200µl				•	•	•	•	•				•	•	
Finnpipette® 4027/4500, 200-1000µl									•					•
Finnpipette® Multi-Channel, 0.5-10µl	•	•								•	•			
Finnpipette® Multi-Channel, 5-50µl			•	•									•	
Finnpipette® Multi-Channel, 50-300µl								•	•			•	•	

Ohne Garantie / Herstelleränderungen vorbehalten.