

# Lagerräumung

Sonderangebote  
- Zwischenverkauf vorbehalten -

(bis zu 70 % Rabatt auf ursprünglichen ca. Listenpreis)

Kat.-Nr.	Verpackungs- einheit / VE (Lagerbestand)	Beschreibung	Ursprünglicher ca. Listenpreis €VE	Sonder- preis €VE
<b>Laborhilfsmittel</b>				
<b>Glaswaren</b>				
1515/16 D	1 Stück (17)	<b>Schraubverschlußflaschen</b> aus Pyrex-Glas, Weithals 60 mm mit DIN-Gewinde, nicht steril, autoklavierbar, 5000 ml	79,46	23,00
4526/45 D	10 Stück (23)	<b>Schraubverschlußkappen aus Kunststoff u. a. für Kulturglasflaschen</b> , rot, 45 mm Durchmesser, hitzebeständig bis 200 °C, chemikalienresistent, PTFE-Dichtung	35,08	10,00



1515/16 D



4526/45 D

## Pipettenbüchsen

		Länge mit Deckel	Nutzbare inn. Länge		
25-180-00	1 Stück (21)	210 mm	180 mm	33,00	16,00
25-307-00	1 Stück (12)	340 mm	310 mm	36,00	18,00
25-458-00	1 Stück (8)	490 mm	460 mm	38,00	19,00



## 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen (Sterilin),

Material PP, autoklavierbar und einfrierbar, Kappe auslaufsicher, div. Farben

2150Y	1000 (7)	Mikrozentrifugenröhrchen, Farbe gelb	14,75	4,00
2150B	1000 (6)	Mikrozentrifugenröhrchen, Farbe blau	14,75	4,00
2150O	1000 (7)	Mikrozentrifugenröhrchen, Farbe orange	14,75	4,00
2150G	1000 (7)	Mikrozentrifugenröhrchen, Farbe grün	14,75	4,00
2150A	1000 (9)	Mikrozentrifugenröhrchen, Farbe amber	14,75	4,00



## Texan™ Reagenzienreservoir

“Texaner“ Allzweck-Reservoire aus Polypropylen, V-förmiges Becken, Volumen 175 ml, Deckel abnehmbar, Graduierung (25, 50, 75, 100, 125 und 150 ml)

RSV-0175-S05100 (2)	Texan™ Reservoir ohne Deckel, steril	105,81	74,07
RSV-L175-N1C100 (1)	Texan™ Reservoir mit Deckel, unsteril	83,75	56,83
RSV-L175-S05 <sup>100</sup> (1)	Reservoir mit Deckel (innere VE: 5 x 20), steril	141,94	99,35



Kat.-Nr.	Verpackungs- einheit / VE (Lagerbestand)	Beschreibung	Ursprünglicher ca. Listenpreis €VE	Sonder- preis €VE
----------	--	--------------	--	-------------------------

### Labtop Cooler

TE22202 1 Stück (2)

**Kühl- und Aufbewahrungsbox** für  
Röhrchen (0,5 ml und 1,5 ml Volumen)



38,00 29,00

### Verbrauchsmaterial für die Zellkultur

7730-51475 Box/2

Bellco **Glasrollerflaschen** mit Schraubverschluß  
Wachstumsfläche 1330 cm<sup>2</sup> Länge 475 mm



176,00 52,00

### Laborgeräte

**Verkauft!**

#### Abzug

zum Schutz der Anwender bei Wiegearbeiten mit Pulvern und festen  
**Schadstoffen**, mit rezirkulierender Luftfiltration, kompakte Größe und einfache  
Anwendung, geräuscharm, mit Vorfilter (PRE3) und HEPA-Filter (HP3),  
Öffnung in der Rückwand für Stromzufuhr

F3 XIT-D 1 Stück

**Bigneat XIT – kleiner tragbarer Abzug**

Außenmaß B x T x H: 600 x 520 x 650 mm  
Innenmaß B x T x H: 579 x 506 x 455 mm



2.688,00 1.882,00

### Cryo Thermo Store

SCH1 1 Stück

Stuart **Cryo-Thermo Store**, -20 °C bis +40 °C,  
1 Kühl-/Heizkammer  
1 Aufbewahr- bzw. Raum-temperaturkammer  
einschl. 3 Ständern für 56 x 0,5 ml, 38 x 1,5 ml  
sowie 28 x 0,5 und 19 x 1,5 ml Röhrchen



1.890,00 567,00

### Heizplatten

CB300 1 Stück

Stuart **Heizplatte, Keramik, analog**, 300 x 300  
mm, max. Temperatur 450 °C, Abmessung:  
BxTxH: 300 x 365 x 105 mm, Hitzewarnanzeiger,  
Heizfläche 200 x 200 mm, Vorrichtung zum  
Anbringen einer Stativstange (SR1)



669,00 320,00

Kat.-Nr.	Verpackungs- einheit / VE (Lagerbestand)	Beschreibung	Ursprünglicher ca. Listenpreis €VE	Sonder- preis €VE
----------	--	--------------	--	-------------------------

### Hybex™ Microsample Incubator

**Verkauft!**

Heizblock mit 2 Kammern, Heizelemente sowohl im Hauptgehäuse als auch im Deckel: einheitliche Blocktemperatur, Verhinderung von Kondensation, Temperatur von 5 °C bis 99 °C, Aufheizzeit > 5 °C / Minute



1057-30-2	1 Stück	Hybex Microsample Incubator Base	1.538,00	723,00
1057-31-0	1 Stück	PCR-Gefäß Heizblock für 96 x 0,2 ml Gefäße od. einzelne Platte	303,00	140,00
1057-33-0	1 Stück	Heizblock für 60 x 0,6 ml Gefäße	303,00	140,00
1057-34-0	1 Stück	Heizblock für 32 x 1,5 ml Mikrozentrifugengefäße	303,00	140,00
1057-32-0	1 Stück	In situ Heizblock für Standard Glasobjektträger	314,00	148,00

### Inkubator, extra großes Modell

für Rollerapparate, Mikroprozessor-Steuerung mit LED-Anzeige;  
Edelstahl-Innenauskleidung und -einschübe;Luftummantelung;  
Temperaturbereich von +8 °C über Raumtemperatur bis 70 °C;  
4 Innenraumsteckdosen

**Verkauft!**



RI28-2	1 Stück	Sheldon/SheLab <b>Großrauminkubator</b> (Außenmaße: B x H x T; 98 x 83 x 191 cm) (Innenmaße: B x H x T; 84 x 66 x 163 cm)	7.084,00	4.959,00
--------	---------	---	----------	----------

### Magnetrührer ohne Heizung



7765-40220	1 Stück	Bellco <b>2-Position</b> Rührer, 2-100 rpm für <b>Microcarriers</b> ; (Maße: B x H x T; 55 cm x 11 cm x 28 cm)	997,00	299,00
7765-06223	1 Stück	Bellco <b>1-Position</b> Rührer, 5-150 rpm, max. 1 x 8 L (Maße: B x H x T; 34 cm x 13 cm x 27 cm)	859,00	258,00

### Magnetrührer mit Heizung



CC162	1 Stück	Stuart <b>Magnetrührer mit Keramikheizplatte</b> „Standard“ zur Verwendung mit Temperaturregler SCT1; 1 Stellplatz, Geschwindigkeit: 100 - 1500 U/Min., Max. Temperatur 450 °C, Abmessungen BxTxH: 190 x 300 x 110 mm, Plattform 160 x 160 mm, Heizfläche: 120 x 120 mm, gute chem. Resistenz, Rührmenge max. 15 L, automatische Erkennung des angeschlossenen SCT1	473,00	237,00
-------	---------	---	--------	--------

Kat.-Nr.	Verpackungs- einheit / VE (Lagerbestand)	Beschreibung	Ursprünglicher ca. Listenpreis €VE	Sonder- preis €VE
----------	--	--------------	--	-------------------------

## Mischer



SA4 1 Stück Stuart **Vibro-Gene Schüttelgerät** zum Mischen von kl. Proben in 0,5 oder 1,5 ml Rörchchen. 2500 Schwingungen/Min.

294,00 100,00

## Rührer



SS20 mit SS10/1 1 Stück Stuart **Flaschenaufsatz-Rührwerk, 25 L** einschl. Ständer (SS10/1) und 4 verschiedene Rührer (SS10/6; SS10/11; SS10/12; SS10/14)

752,00 225,00

## Scanner



ZTS-S1 1 Stück (2) Ziath **Hochgeschwindigkeitsscanner** für einzelne Rörchchen, kompaktes kleines Gerät zum Lesen einzelner, 2-D kodierter Rörchchen. Lesegeschwindigkeit 1 Sek./Rörchchen

1.046,00 732,00

## Geräte (allgemein)



1029-41-0 1 Stück Hydra-96 plate positioner for CyclePlate-384 and -192

1.177,00 353,00

**Preisstellung:** Preise verstehen sich in Euro pro Verpackungseinheit (VE) zuzüglich Mehrwertsteuer.

**Lieferung:** Ab Euro 260,00 Warenwert frei Haus, bei kleineren Bestellmengen zuzüglich Verpackung und Versandkosten. Bei Aufträgen bis Euro 80,00 erheben wir einen Kleinauftragszuschlag von Euro 6,00.

**Zahlung:** 30 Tage netto.

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle vorhergehenden Preisinformationen ungültig, Preisänderungen bleiben darüber hinaus vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.

04/2012