

## Zubehör und Ersatzteile für Spinnerflaschen

### Edelstahlmanschette mit Anschlussröhren, abgewinkelt

- Rollnaht geschweißt und veredelt
- 2er Anschluß mit Siphon und Belüftungsröhre
- 3er Anschluß mit Siphon, Einfüll- und Belüftungsröhre
- **einschließlich 45 mm Polypropylendeckel und Silikondichtung**

#### 2er-Anschluß mit Siphon und Belüftungsröhre

Kat.-Nr.	Flasche	Längste Röhre
1965-20005R*	500 ml	38,1 mm
1965-21005R**	500 ml	63,5 mm
1965-20001R	1 l	63,5 mm
1965-20003R	3 l	127 mm
1965-20006R	6 l	246,9 mm
1965-20008R	8 l	280,4 mm
1965-20015R	15 l	309,6 mm
1965-20036R	36 l	279,4 mm

#### 3er-Anschluß mit Siphon, Einfüll- und Belüftungsröhre für Spinnerflaschen mit GL45 (Seitenarm mit 45° Winkel)

1965-30005R*	500 ml	38,1 mm
1965-31005R**	500 ml	63,5 mm
1965-30001R	1 l	63,5 mm
1965-30003R	3 l	127 mm
1965-30006R	6 l	246,9 mm
1965-30008R	8 l	280,4 mm
1965-30015R	6, 8, 15 l	309,6 mm
1965-30036R	36 l	279,4 mm
1965-30036R	36 l	317,5 mm



#### Sprudler für 1965-Serie mit abgewinkelttem Seitenarm, 2er-Anschluß

1965-45003R	3 l	203 mm
1965-45006R	6, 8, 15 l	330 mm
1965-45036R	36 l	356 mm
1964-12922	Sterilfilter, Box/8	
T1610	Glasritze, Röhrchen, grobporig	

\*500 ml mit 100 mm Deckel und schmalem Flügelrührer; \*\* 500 ml mit 70 mm Deckel

### Silikonmanschette mit Anschlussröhren, BioSimplex™, mit flexiblen Anschlüssen

- Röhren aus C-Flex®, ein thermoplastisches Material nach FDA und USP Class VI Standards, steril
- Nicht toxisch, weniger gasdurchlässig als Silikon
- Temperaturbereich von -80 °C bis 120 °C

#### 3er-Anschluß mit Siphon und Belüftungsröhre

Kat.-Nr.	Flasche	(X) mm	(Y) mm
BG10-10300	1 l	209,6	175,9
BG10-10301	3 l	260,4	226,7
BG10-10302	8 l	368,3	334,6
BG10-10303	15 l	387,4	353,7
BG10-10304	36 l	425,5	391,8


#### 2er-Anschluß mit Siphon, Einfüll- und Belüftungsröhre

BG10-10320	1 l	209,6
BG10-10321	3 l	260,4
BG10-10322	8 l	368,3
BG10-10323	15 l	387,4
BG10-10324	36 l	425,5



## Universalanschlüsse für Seitenarme

Kat.-Nr.	Beschreibung
5637-12000R	2er-Anschluß mit Winkelschlauchtülle, 45 mm
5637-21000R	(a) 2er-Anschluß, gerade Röhren, 32 mm
5637-51000	(c) 2er-Anschluß, 32 mm f. Bio Probe Spinnerfl. S.7
5637-52000	(d) 2er-Anschluß, 32 mm, kleiner ID
7803-12000	(b) 2er-Anschluß mit Winkelschlauchtülle, 45 mm
5637-00010	Ersatzpolypropylendeckel, offen, 45 mm (VE =10)
A523-1156	Deckel mit Öffnung, 32 mm
A523-1279	Silikondichtung, 32 mm
A523-599	Deckel mit Öffnung, 45 mm
A523-600	Silikondichtungsring, 45 mm



## Justierbare PTFE-Flügelrührer für MicroCarrier Spinnerflaschen

Kat.-Nr.	Flaschengröße	Flügelrührer Dimension
1965-40003	1 Liter / 3 Liter	38,1 x 108 mm
1965-40008	6 Liter / 8 Liter	38,1 x 162,1 mm
1965-40036	15 Liter / 36 Liter	38,1 x 85,9 mm
1965-40136	15 Liter / 36 Liter	38,1 x 241,3 mm



## Flaschentragegestell aus Edelstahl für Spinnerflaschen


Kat.-Nr.	Flaschengröße	Höhe x Ø
7669-06000	6 Liter / 9 Liter	203,2 x 228,6 mm
7669-08000	8 Liter / 13 Liter	254,0 x 279,4 mm
7669-15000	15 Liter / 19 Liter	279,4 x 304,8 mm
7669-36000	36 Liter / 45 Liter	330,2 x 431,8 mm



## Schraubdeckel

### 32 mm und 45 mm offene Schraubdeckel und PTFE/Silikondichtungen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe	VE
5637-00035	(a) Schraubdeckel, blau, PP	32	10
5637-00038	(b) Dichtung, 0,3 x 30,5 mm	32	10
5637-00010	(c) Schraubdeckel, blau, PP	45	10
5637-00015	Schraubdeckel, grün, PP	45	10
5637-00020	Schraubdeckel, gelb, PP	45	10
5637-00025	Schraubdeckel, grau, PP	45	10
5637-00030	(d) Dichtung, 0,3 x 43,2 mm	45	10



### Schraubdeckel für hohe Temperaturen, GL45

- Aus chemisch höchst resistentem Material, farblos
- Silikondichtung mit beidseitiger PTFE-Oberfläche
- Temperaturbereich -196 °C - +260 °C

5637-00040	Deckel	45	5
5637-00041	Dichtungsring		5



### Schraubdeckel mit Membran

- Mit 0,2 µm gasdurchlässigen PTFE-Membran
- Membran innenliegend, dichtabschließend
- Autoklavierbar

5637-00046	Schraubdeckel mit 0,2 µm PTFE-Membran, blau, PP	45	5
------------	---	----	---

