

Nephelo-Kulturflaschen

Nephelo-Kulturflaschen

- Für Steckkappen, ohne Säuberungsöffnung
- Einschließlich 25 mm Edelstahlkappen (Seite 15)
- 4 Stück pro Verpackungseinheit

Kat.-Nr.	Beschreibung	Seitenarm Ø x Höhe
2571-14130	125 ml	14 mm x 130 mm
2571-14133	300 ml	14 mm x 130 mm

- Schraubverschluß, mit Säuberungsöffnung
- Einschließlich 38 und 18 mm Bakelit-Schraubdeckel mit Dichtung
- 4 Stück pro Verpackungseinheit

2574-12133	300 ml	12 mm x 130 mm
2574-14133	300 ml	14 mm x 130 mm
2574-19133	300 ml	19 mm x 130 mm
2574-12135	500 ml	12 mm x 130 mm
2574-14135	500 ml	14 mm x 130 mm
2574-19135	500 ml	19 mm x 130 mm
2574-12131	1000 ml	12 mm x 130 mm
2574-14131	1000 ml	14 mm x 130 mm

- Für Steckkappen, ohne Säuberungsöffnung
- Einschließlich 25 mm Edelstahlkappen (Seite 15)
- Drei Schikanen, erhöhte Sauerstoffeinbringung
- 4 Stück pro Verpackungseinheit

2578-12133	300 ml	12 mm x 130 mm
2578-14133	300 ml	14 mm x 130 mm
2578-19133	300 ml	19 mm x 130 mm

- Schraubverschluß, mit Säuberungsöffnung
- Drei Schikanen, erhöhte Sauerstoffeinbringung
- Einschließlich 38 und 18 mm Bakelit-Schraubdeckel mit Dichtung
- 4 Stück pro Verpackungseinheit

2581-14133	300 ml	14 mm x 130 mm
2581-19133	300 ml	19 mm x 130 mm
2581-14135	500 ml	14 mm x 130 mm
2581-19135	500 ml	19 mm x 130 mm



Für zusätzliche Schraubverschlüsse siehe Kat.-Nr. 2029-00018 und 2029-00038 (Seite 14)