

Pipetten und Pipettenbüchsen

Serologische Glaspipetten mit Wattestopfende

- Borosilikatglas, mit Wattestopfende (ungestopft)
- Auslaufpipette, Nullpunkt oben



Kat.-Nr.	Größe (ml)	Toleranz ± (ml)	Länge (mm)	Farbkode	VE
1210-00201	0,2 x 0,01	0,008	330	schwarz	18
1210-01010	1 x 0,1	0,02	350	rot	18
1210-01001	1 x 0,01	0,02	350	gelb	18
1210-02010	2 x 0,1	0,02	350	grün	18
1210-02001	2 x 0,01	0,02	350	weiß (2)	18
1210-05010	5 x 0,1	0,04	350	blau	18
1210-10010	10 x 0,1	0,06	350	orange	18
1210-25010	25 x 0,1	0,10	400	weiß	18

Serologische Glaspipetten mit Wattestopfende und großer Ausflußöffnung

- 3 mm Öffnung für Zellhomogenate oder Zellsuspensionen
- mit Wattestopfende (ungestopft)
- Auslaufpipette, Nullpunkt oben



1232-25010	25 x 0,1	0,1	400	weiß	18
1232-50020	50 x 0,2	0,5	470	rot	12

Serologische Kurzpipette (Shorties) mit Wattestopfende

- Kurze Länge erleichtert das Arbeiten unter der Mikrobiologischen Werkbank
- mit Wattestopfende (ungestopft)
- Auslaufpipette



1226-01010	1 x 0,1	0,02	175	rot	18
1226-02010	2 x 0,1	0,025	175	grün	18
1226-05010	5 x 0,1	0,08	175	blau	18

Serologische Kurzpipette (Shorties) mit Wattestopfende und weiter Öffnung

- Kurze Länge
- mit Wattestopfende (ungestopft)
- Auslaufpipette mit weiter Öffnung



1228-05010	5 x 0,1	0,14	175	blau	18
1228-25050	25 x 0,5	0,25	225	weiß	18

Pipettenbüchsen aus Glas mit flachem Boden

- Aus Borosilikatglas, flacher Boden,
- Autoklavierbar und hitzesterilisierbar
- Bodenpolster aus Silikon schützt die Pipettenspitzen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Ø x Länge (mm)	VE
1290-00130	flacher Boden	38 x 130	6
1290-00250	flacher Boden	38 x 250	6
1290-00300	flacher Boden	38 x 300	6
1290-00430	flacher Boden	38 x 430	6
1290-38130	flacher Boden, mit Deckel	38 x 250	6
1290-38250	flacher Boden, mit Deckel	38 x 250	6
1290-38300	flacher Boden, mit Deckel	38 x 300	6
1290-38430	flacher Boden, mit Deckel	38 x 430	6





Pipettenbüchsen aus Glas mit rundem Boden

- Aus Borosilikatglas, runder Boden
- Autoklavierbar und hitzesterilisierbar
- Bodenpolster schützt die Pipettenspitzen

Kat.-Nr.	Beschreibung	Ø x Länge (mm)	VE
1287-00135	runder Boden	38 x 135 †	6
1287-00250	runder Boden	38 x 250†	6
1287-00300	runder Boden	38 x 300	6
1287-00430	runder Boden	38 x 430	6
1287-38135	Runder Boden, mit Deckel	38 x 135†	6
1287-38250	runder Boden, mit Deckel	38 x 250†	6
1287-38300	runder Boden, mit Deckel	38 x 300†	6
1287-38430	runder Boden, mit Deckel	38 x 430	6

† für die Kurzpipetten; Edelstahldeckel siehe 2005-Serie Seite 15



Pipettenbüchsen aus Edelstahl

- Autoklavierbar und hitzesterilisierbar (nicht höher als 180 °C)
- Polster im Deckel und am Boden

Kat.-Nr.	Größe (cm)	VE
1217-00409	11 x 11 x 24	1
1217-11106	6 x 6 x 16	1
1217-11109	6 x 6 x 24	1
1217-11116	6 x 6 x 41	1
1217-22216	7 x 7 x 41	1
1217-22218	7 x 7 x 46	1

