



Pipettenstopfmaschine



- Drei Geschwindigkeiten: 40, 50 oder 60 Pipetten pro Minute
- Operationsmodus: kontinuierliche oder bedarfsgesteuerte Zufuhr der Watte
- Einheitliche Wattenform garantiert richtig gestopfte Pipetten
- Pipettenstopfmaschine durch Handgriff einfach transportierbar
- Inklusive 1 Beutel Watte zum Stopfen (Kat.-Nr. 7750-22222 siehe unten)

Kat.-Nr.	Beschreibung	Abmessungen
7750-11220 A515-A18	Pipettenstopfmaschine Ersatzmesser	25 cm x 28 cm x 24 cm

Watte für Pipettenstopfmaschine

- Saugstark, 12-körnige Langfaser-Baumwolle
- Ringförmig aufgerollte Baumwollschnur (0,9 kg) in einem Plastikbeutel
- Ausreichend für ca. 35.000 Pipetten

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
7750-22222	Watteschnur	0,9 kg