

Rotatoren

Rotator

- Digitale Anzeige, Feststellknopf für Geschwindigkeit
- Rotationsgeschwindigkeit: 0,2 bis 50 U/Min.
- Kippwinkel 0° bis 7°
- Abmessungen (Basis): 30,5 x 33 x 46 cm

Kat.-Nr. **Beschreibung**
7736-10230 Rotator Basisgerät

7736-20164 Ersatzrotationsscheiben für 7736-10230
7736-20351 Rotationsscheibe für 164 Röhrchen mit 16 mm Ø
7736-20025 dto. für 351 Röhrchen mit 16 mm Ø
7736-20025 dto. für 156 Röhrchen mit 25 mm Ø
7736-20050 dto. für 128 Röhrchen mit 30 mm Ø



7736-10230

Low Profile Rotator

- Rotationsgeschwindigkeit: 0,5 bis 30 U/Min.
- Kippwinkel 0° bis 7°
- Abmessungen (Basis): 30,5 x 33 x 37 cm

7736-11230 Rotator Basisgerät, Low Profile

7736-21106 Ersatzrotationsscheiben für 7736-11230
7736-21106 Rotationsscheibe für 106 Röhrchen mit 18 mm Ø
7736-21060 dto. für 60 Röhrchen mit 25 mm Ø, Low Profile



7736-11230