

MatCapper



- Verschließen von Platten mit EVA- (Ethylvinylacetat) oder Silikonmatten
- mit einer Hebelbewegung mit minimalem Kraftaufwand
- MatCapper ist mit einem Schutzüberzug gegen Chemikalien versehen
- Universeller Plattenhalter: für flache oder Deep Well PP Platten geeignet
- Möglichkeit, das Gerät auf dem Labortisch festzuschrauben

Kat.Nr.	Beschreibung
229078	MatCapper
229110	MicroLute De-capper für BioVyon™ Protein A 96-Well MicroLute Platten mit Tropfverschlussmatten