

CO₂ Inkubatoren

Sheldon/ShellLab bietet die idealen Inkubatoren für die Zellkultur und *in vitro* Fertilisation. Durch abgerundete Ecken sowie Edelstahl-Innenauskleidung und -Einschübe sind die Sheldon Inkubatoren einfach zu reinigen. Die 3500-Serie zeichnet sich durch einen in Kupfer eingefassten HEPA-Filter aus, der das Bakterienwachstum verhindert und für eine kontinuierliche Dekontamination sorgt. Durch den Anoden-Korrosionsschutz kann der Wassermantel mit destilliertem oder Leitungswasser befüllt werden.



- Mikroprozessorsteuerung
- Edelstahl-Innenauskleidung und -einschübe
- einfach zu reinigende, abgerundete Ecken im Innenraum
- kontinuierliche Dekontamination durch
 - in Kupfer eingefassten HEPA-Filter
 - Kupfer-ummantelte Gasleitungen
 - Kupferstreifen im Wassermantel
- Vorwärmung des CO₂ Gases
- Frontanschluß für CO₂-Kontrolle
- Infrarot CO₂-Sensor
- Türthermostat (werkseitig voreingestellt)
- Temperaturbereich von 8 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
- Temperaturtoleranz $\pm 0,5$ °C
- unabhängiger Übertemperaturschutz
- Alarmsystem für Temperatur und CO₂
- wahlweise wasser- oder luftummantelt
- Einzel- oder Doppelkammer
- Extra große Modelle für Rollerapparate

Neu!



Kat.-Nr.	Nutzraum Vol./Liter	CO ₂ Sensor	Einschub- bleche	Außen-/Innenmaße B x T x H (cm)	Weitere Daten
Wasserummantelte CO₂ Inkubatoren, mit HEPA-Filter, Temperaturbereich von 8 °C über Raumtemperatur bis 60 °C					
2406-2	190	IR	6 (16)	67/52 x 67/51 x 101/72	Einzelkammer
3503-2	50	IR	3 (8)	53/40 x 57/40 x 67/32	Einzelkammer
3517-2	170	IR	3 (16)	66/52 x 65/50,8 x 102/65,5	Einzelkammer
3524-2	170/Kammer	IR	6 (32)	66/52 x 65/50,8 x 204/65,5	Doppelkammer
Kleiner luftummantelter CO₂ Inkubator, mit HEPA-Filter, Temperaturbereich von 8 °C über Raumtemperatur bis 60 °C					
5215-2	160	IR	3 (16)	65/49 x 69/50 x 96/65	Einzelkammer
Extragroße CO₂ Inkubatoren, luftummantelt, mit HEPA-Filter, Temperaturbereich von 8 °C über Raumtemperatur bis 60 °C					
2440-2	1133	IR	6 (30)	104/89 x 86/66 x 224/193	} Extra groß, mit Rampe für Rollergeräte
2460-2	1700	IR	6 (30)	124/109 x 104/89 x 201/173	
2428-2	793	IR	6 (30)	94/84 x 91,5/68 x 188/158	

IR- Infrarot

Zubehör:

Kat.-Nr.	Beschreibung
2002/2002-2	CO ₂ Tank Switch
2003/2003-2	CO ₂ Alarmsystem
9000505	Untergestell / Schrank
9000538	Untergestell mit Rollen / Plattform
101550	Gas Regulator
2800517	HEPA Ersatzfilter
5121109	Einschub für Modell 3507 / 3517



Weitere Inkubatoren und Rollergeräte in separaten Broschüren
Bitte fordern Sie zusätzliche Informationen an!