

Standard-Inkubatoren



Die Inkubatoren von Sheldon/ShellLab zeichnen sich durch eine hervorragende Temperaturverteilung im Innenraum aus. Für eine gleichmäßige Temperatur sorgen eine Mikroprozessor-gesteuerte Regelung, eine besondere Luftummantelung sowie die 3-wandige Konstruktion. Durch diese Ausstattungen sind keine zusätzlichen Gebläse oder Ventilatoren notwendig. Fünf strategisch günstig angeordnete Heizelemente, einschließlich einer beheizten Aussentür, sichern eine gleichmäßige Temperaturverteilung, während die Luftummantelung Hitzestellen im voll beladenen Inkubator verhindert.

- Mikroprozessor-Steuerung mit LED-Anzeige
- Edelstahl-Innenauskleidung und -einschübe
- Luftummantelung
- 3-wandige Konstruktion
- Türthermostat (werkseitig voreingestellt)
- Temperaturbereich von +5 °C über Raumtemperatur bis 70 °C
- Unabhängiger Übertemperaturschutz
- Einzel- oder Doppelkammer
- Extra große Modelle für Rollerapparate (s. auch separate Preisliste)
- Einzelne Modelle mit Innenraumsteckdosen

Kat.-Nr.	Nutzraum Vol./Liter	Einschub- bleche	Außenmaße (Innenmaße) B x T x H (cm)	Weitere Daten
----------	------------------------	---------------------	---	---------------

Standard-Inkubatoren

Luftummantelung

Temperaturbereich von +5 °C über Raumtemperatur bis 70 °C

Temperaturschwankung bei 37 °C \pm 0,35 °C

1 Innenraumsteckdose

GI2-2	55	2 / 6	53 x 53 x 64 (38 x 38 x 38)	
GI6-2	164	3 / 12	64 x 69 x 94 (49 x 51 x 66)	
GI7-2	189	2 / 9	76 x 76 x 81 (65 x 65 x 51)	
GI11-2	318	6 / 12	107 x 69 x 94 (91 x 51 x 69)	1 Innenraum, 2 Türen
GI12-2	170	6 / 24	64 x 69 x 183 (51 x 51 x 66)	2 sep. Geräte, übereinander, 2 Türen

Großraum-Inkubatoren

Extra groß, mit Sichtfenster

Luftummantelung, 3-wandige Konstruktion

Temperaturbereich von +5 °C über Raumtemperatur bis 70 °C

Temperaturschwankung bei 37 °C \pm 0,5 °C, Übertemperaturschutz

horizontaler Luftstrom

4 Innenraumsteckdosen

RI28-2	793	6 / 16	91 x 84 x 190 (79 x 64 x 158)	
RI40-2	1133	6 / 20	104 x 86 x 221 (89 x 66 x 193)	Rampe für Rollergeräte



Informationen über Rollergeräte und weitere CO₂-Inkubatoren in separaten Broschüren,

die wir Ihnen auf Wunsch gerne zuschicken!

Preisstellung: Preise verstehen sich in Euro pro Verpackungseinheit (VE) zuzüglich Mehrwertsteuer.

Lieferung: Ab Euro 260,00 Warenwert frei Hof, bei kleineren Bestellmengen zuzüglich Verpackung und Versandkosten.

Zahlung: 30 Tage netto.

03/2009

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle vorhergehenden Preisinformationen ungültig, Preisänderungen bleiben darüber hinaus vorbehalten.

Dunn Labortechnik GmbH - Thelenberg 6 - 53567 Asbach

Tel. 0 26 83 / 4 30 94 · Fax 0 26 83 / 4 27 76 · e-mail: info@dunnlab.de · Internet: www.dunnlab.de