

Verschlüsse

- Gesamtpreisliste auf Anfrage -



KAP-UTS™ Einmalsteckkappen


- Für Kulturröhrchen und Kulturflaschen im DeLong®-Stil (mit verlängertem Flaschenhals und Anschluss)
- Aus nichttoxischem, autoklavierbaren Polypropylen
- Sieben Farben ermöglichen eine einfache Identifizierung
- Sechs Größen von 13 mm bis 38 mm
- Ausgeformte Andrucklamellen für beständigen Halt
- Die gleichen Verdunstungs-/Sterilitätseigenschaften wie Edelstahlkappen
- Autoklavierbar bis 140 °C

Kat.-Nr.	Größe	Farbe	VE
2007-13001	13 mm	schwarz	1000
2007-13002	13 mm	rot	1000
2007-13003	13 mm	gelb	1000
2007-13004	13 mm	blau	1000
2007-13005	13 mm	weiß	1000
2007-13006	13 mm	grün	1000
2007-16001	16 mm	schwarz	1000
2007-16002	16 mm	rot	1000
2007-16003	16 mm	gelb	1000
2007-16004	16 mm	blau	1000
2007-16005	16 mm	weiß	1000
2007-16006	16 mm	grün	1000
2007-18001	18 mm	schwarz	1000
2007-18002	18 mm	rot	1000
2007-18003	18 mm	gelb	1000
2007-18004	18 mm	blau	1000
2007-18005	18 mm	weiß	1000
2007-18006	18 mm	grün	1000
2007-20001	20 mm	schwarz	500
2007-20002	20 mm	rot	500
2007-20003	20 mm	gelb	500
2007-20004	20 mm	blau	500
2007-20005	20 mm	weiß	500
2007-20006	20 mm	grün	500
2007-25001	25 mm	schwarz	500
2007-25002	25 mm	rot	500
2007-25003	25 mm	gelb	500
2007-25004	25 mm	blau	500
2007-25005	25 mm	weiß	500
2007-25006	25 mm	grün	500
2007-25013	25 mm	farblos	500
2007-38005	38 mm	weiß	250

Steckkappen aus Edelstahl

- Für die aerobe Bakterien-/Zellkultur in Röhren und Flaschen im DeLong® Stil
- Aus korrosionsbeständigem 305er Edelstahl
- Innenliegende Finger für einen festen Sitz auf dem Gefäß
- Geeignet für Hitzesterilisation und Autoklavierung

Kat.-Nr.	Für Röhren mit Außen-Ø	VE
2005-00013	13 mm	144
2005-00016	16 mm	144
2005-00018	18 mm	144
2005-01824	18 mm	24
2005-00020	20 mm	144
2005-00025	25 mm	72
2005-02512	25 mm	12
2005-00038	38 mm	36
2005-03803	38 mm	3
2005-03806	38 mm	6
2005-03812	38 mm	12



Silikon-/Schwammstopfen

- Eingefasste Silikon-/Schwammfilter ideal für aerobe Kulturen
- Flanschdeckel verhindern die Übertragung von Aerosolen
- Autoklavierbar, Hitzesterilisation bis 180 °C

Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe (mm)	VE
2004-00002	13 - 18 mm Kulturröhren 18 mm Schraubanschluß	13-18	10
2004-00003	18 - 25 mm Kulturröhren 25 - 50 ml Erlenmeyerkolben 25 - 125 ml DeLong® Flaschen	18-25	10
2004-00004	125 - 300 ml Erlenmeyerkolben	28	10
2004-00005	38 mm Kulturröhren 500 - 1000 ml Erlenmeyerkolben 250 - 6000 ml DeLong® Flaschen Passend für 45 mm Gewinde	38	10



Silikon-/Schwammstopfen

- Konisch mit glatter Außenfläche für festen Verschluss
- Extra lang für einfaches Ein- und Ausstecken

Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe (mm)	VE
1924-00032	Für 25 mm Kulturröhren	32	25



Außerdem im Programm:



BELLCO



Sterilini Limited



SciLabware



porvair sciences



EXCEL Scientific



Life Sciences

MBL® PYREX® QUICKFIT® AZLON® Polystyrol (PS), Polypropylen (PP), PTFE, HDPE, LDPE, PFA, PVC, PC,



