

Verschlüsse

- Gesamtpreisliste auf Anfrage -



KAP-UTS™ Einmalsteckkappen


- Für Kulturröhrchen und Kulturflaschen im DeLong®-Stil (mit verlängertem Flaschenhals und Anschluss)
- Aus nichttoxischem, autoklavierbaren Polypropylen
- Sieben Farben ermöglichen eine einfache Identifizierung
- Sechs Größen von 13 mm bis 38 mm
- Ausgeformte Andrucklamellen für beständigen Halt
- Die gleichen Verdunstungs-/Sterilitätseigenschaften wie Edelstahlkappen
- Autoklavierbar bis 140 °C

| Kat.-Nr. | Größe | Farbe | VE |
|------------|-------|---------|------|
| 2007-13001 | 13 mm | schwarz | 1000 |
| 2007-13002 | 13 mm | rot | 1000 |
| 2007-13003 | 13 mm | gelb | 1000 |
| 2007-13004 | 13 mm | blau | 1000 |
| 2007-13005 | 13 mm | weiß | 1000 |
| 2007-13006 | 13 mm | grün | 1000 |
| 2007-16001 | 16 mm | schwarz | 1000 |
| 2007-16002 | 16 mm | rot | 1000 |
| 2007-16003 | 16 mm | gelb | 1000 |
| 2007-16004 | 16 mm | blau | 1000 |
| 2007-16005 | 16 mm | weiß | 1000 |
| 2007-16006 | 16 mm | grün | 1000 |
| 2007-18001 | 18 mm | schwarz | 1000 |
| 2007-18002 | 18 mm | rot | 1000 |
| 2007-18003 | 18 mm | gelb | 1000 |
| 2007-18004 | 18 mm | blau | 1000 |
| 2007-18005 | 18 mm | weiß | 1000 |
| 2007-18006 | 18 mm | grün | 1000 |
| 2007-20001 | 20 mm | schwarz | 500 |
| 2007-20002 | 20 mm | rot | 500 |
| 2007-20003 | 20 mm | gelb | 500 |
| 2007-20004 | 20 mm | blau | 500 |
| 2007-20005 | 20 mm | weiß | 500 |
| 2007-20006 | 20 mm | grün | 500 |
| 2007-25001 | 25 mm | schwarz | 500 |
| 2007-25002 | 25 mm | rot | 500 |
| 2007-25003 | 25 mm | gelb | 500 |
| 2007-25004 | 25 mm | blau | 500 |
| 2007-25005 | 25 mm | weiß | 500 |
| 2007-25006 | 25 mm | grün | 500 |
| 2007-25013 | 25 mm | farblos | 500 |
| 2007-38005 | 38 mm | weiß | 250 |

Steckkappen aus Edelstahl

- Für die aerobe Bakterien-/Zellkultur in Röhrcchen und Flaschen im DeLong® Stil
- Aus korrosionsbeständigem 305er Edelstahl
- Innenliegende Finger für einen festen Sitz auf dem Gefäß
- Geeignet für Hitzesterilisation und Autoklavierung

| Kat.-Nr. | Für Röhrcchen mit Außen-Ø | VE |
|------------|---------------------------|-----|
| 2005-00013 | 13 mm | 144 |
| 2005-00016 | 16 mm | 144 |
| 2005-00018 | 18 mm | 144 |
| 2005-01824 | 18 mm | 24 |
| 2005-00020 | 20 mm | 144 |
| 2005-00025 | 25 mm | 72 |
| 2005-02512 | 25 mm | 12 |
| 2005-00038 | 38 mm | 36 |
| 2005-03803 | 38 mm | 3 |
| 2005-03806 | 38 mm | 6 |
| 2005-03812 | 38 mm | 12 |



Silikon-/Schwammstopfen

- Eingefasste Silikon-/Schwammfilter ideal für aerobe Kulturen
- Flanschdeckel verhindern die Übertragung von Aerosolen
- Autoklavierbar, Hitzesterilisation bis 180 °C

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Größe (mm) | VE |
|------------|--|------------|----|
| 2004-00002 | 13 - 18 mm Kulturröhrcchen 18 mm Schraubanschluß | 13-18 | 10 |
| 2004-00003 | 18 - 25 mm Kulturröhrcchen 25 - 50 ml Erlenmeyerkolben 25 - 125 ml DeLong® Flaschen | 18-25 | 10 |
| 2004-00004 | 125 - 300 ml Erlenmeyerkolben | 28 | 10 |
| 2004-00005 | 38 mm Kulturröhrcchen 500 - 1000 ml Erlenmeyerkolben 250 - 6000 ml DeLong® Flaschen Passend für 45 mm Gewinde | 38 | 10 |



Silikon-/Schwammstopfen

- Konisch mit glatter Außenfläche für festen Verschluss
- Extra lang für einfaches Ein- und Ausstecken

| Kat.-Nr. | Beschreibung | Größe (mm) | VE |
|------------|---------------------------|------------|----|
| 1924-00032 | Für 25 mm Kulturröhrcchen | 32 | 25 |



Außerdem im Programm:



BELLCO



Sterilin Limited



SciLabware



porvair sciences



EXCEL Scientific



GLife Sciences

MBL® PYREX® QUICKFIT® AZLON® Polystyrol (PS), Polypropylen (PP), PTFE, HDPE, LDPE, PFA, PVC, PC,



