

## Pipettenstopfmaschine und serologische Glaspipetten

Stopfen Sie Ihre Glaspipetten mit der Pipettenstopfmaschine von Bellco Glass, denn gestopfte serologische Glaspipetten für Ihre Zellkulturanwendung stellen eine wirtschaftliche und vor allem umweltbewusste Alternative zu Einmal-Kunststoffpipetten dar.

Die Pipettenstopfmaschine von Bellco Glass kann durch ihre drei Geschwindigkeiten 40, 50 oder 60 Pipetten pro Minute stopfen. Sie verfügt über unterschiedliche Operationsmodi für kontinuierliche oder bedarfsgesteuerte Zufuhr der Watte. Die einheitliche Watteform sorgt für kontinuierlich korrekt gestopfte Pipetten. Ein Paket Watte, um ca. 35.000 Pipetten zu stopfen, wird mitgeliefert! Mit der kompakten Bauform und dem Handgriff ist es einfach, die Maschine zu transportieren und platzsparend aufzustellen.



- Drei Geschwindigkeiten:  
40, 50 oder 60 Pipetten pro Minute
- Operationsmodus: kontinuierliche oder bedarfsgesteuerte Zufuhr der Watte
- Einheitliche Watteform garantiert richtig gestopfte Pipetten
- Pipettenstopfmaschine durch Handgriff einfach transportierbar
- Inklusive 1 Beutel Watte zum Stopfen (Kat.-Nr. 7750-22222 siehe unten)

Kat.-Nr.	Beschreibung
7750-11220	Pipettenstopfmaschine (B x T x H): 25 cm x 28 cm x 24 cm
A515-A18	Ersatzmesser

### Watte für Pipettenstopfmaschine



- Saugstark, 12-körnige Langfaser-Baumwolle
- Ringförmig aufgerollte Baumwollschnur (ca. 0,9 kg) in einem Plastikbeutel
- Ausreichend für ca. 35.000 Pipetten

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
7750-22222	Watteschnur	ca. 0,9 kg

# Glaspipetten (Programmauszug)

## Serologische Pipetten mit Wattestopfende

- Typ 1 Borosilikatglas
- mit Wattestopfende (ungestopft)
- Auslaufpipette, Nullpunkt oben

### Standard



Kat.-Nr.	Größe (ml)	Toleranz ± (ml)	Länge (mm)	Farbcode	VE
1210-00201	0,2 x 0,01	0,008	330	schwarz	18
1210-01010	1,0 x 0,10	0,020	350	rot	18
1210-01001	1,0 x 0,01	0,020	350	gelb	18
1210-02010	2,0 x 0,10	0,020	350	grün	18
1210-02001	2,0 x 0,01	0,020	350	weiß	18
1210-05010	5,0 x 0,10	0,040	350	blau	18
1210-10010	10 x 0,10	0,060	350	orange	18
1210-25010	25 x 0,10	0,100	400	weiß	18
1210-50020	50 x 0,20	0,400	685	rot	12

### Weite Ausflussöffnung



- 3 mm Öffnung für Zellhomogenate oder Zellsuspensionen

Kat.-Nr.	Größe (ml)	Toleranz ± (ml)	Länge (mm)	Farbcode	VE
1232-25010	25 x 0,1	0,1	400	weiß	18
1232-50020	50 x 0,2	0,5	470	rot	12

### Kurzpipetten („Shorties“)

- Kurze Länge erleichtert das Arbeiten in der Werkbank



Kat.-Nr.	Größe (ml)	Toleranz ± (ml)	Länge (mm)	Farbcode	VE
1226-01010	1 x 0,1	0,020	175	rot	18
1226-02010	2 x 0,1	0,025	175	grün	18
1226-05010	5 x 0,1	0,080	175	blau	18
1226-25050	25 x 0,5	0,250	230	weiß	18

### Kurzpipetten („Shorties“) mit weiter Öffnung

- Kurze Länge erleichtert das Arbeiten in der Werkbank
- 3 mm Öffnung für Zellhomogenate oder Zellsuspensionen



Kat.-Nr.	Größe (ml)	Toleranz ± (ml)	Länge (mm)	Farbcode	VE
1228-05010	5 x 0,1	0,14	175	blau	18
1228-25050	25 x 0,5	0,25	225	weiß	18

Informationen über weitere Pipetten sowie Pipettenbüchsen auf Anfrage