



Laborprodukte aus Acryl

(detaillierte Informationen und Preise auf Anfrage)

Abfallbehälter



Die Abfallbehälter bestehen aus qualitativ hochwertigem 1,27 cm dickem Acryl für eine lange Haltbarkeit.

Beta-Strahlen-Schutzschilde



IBI Scientific Beta-Gard™ Schilde werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt, um langes, sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Alle Schutzschilde sind aus 1,27 cm dickem Acryl gefertigt und ermöglichen dadurch den besten Schutz gegen Beta-Strahlung.

Färbekammern



Die Färbekammern für immuno-histochemische Anwendungen wurden entwickelt, um Objektträger sicher in ihrer Position zu halten. Die schwarzen Acrylkammern können bei 37 °C in Inkubatoren benutzt werden und schützen die Proben vor Licht und Austrocknung. Ebenfalls erhältlich sind Färbekammern mit klaren, lichtdurchlässigen Deckeln.

Halterungen für Handschuh- und Papiertücher-Verpackungen



Die Halterungen eignen sich für Standard Handschuh-Verpackungen und drei Größen von Verpackungen für Papiertücher. Sie können an der Wand befestigt (mittels im Lieferumfang enthaltenen Doppelklebeband oder Schrauben) oder auf die Arbeitsfläche gestellt werden. Ebenfalls erhältlich ist eine Halterung mit verschließbarem Deckel für Handschuh-Verpackungen.

Lagerbehälter für Beta-Strahlen emittierende Proben



IBI Beta-Gard™ Lagerbehälter bestehen aus 1,27 cm dickem Acryl und wurden entwickelt, um Beta-Strahlen emittierende Proben zu transportieren und zu lagern. Sie eignen sich für die meisten Röhrengestelle, kleine Fläschchen und Ampullen.

Mikroinjektionsplatten



Die Mikroinjektionsplatten werden zur Formung von Kanälen in Agar benutzt, welche ein Verrutschen/Verschieben von Zebrafischembryonen während der Mikroinjektion verhindern. Die Mikroinjektionsplatten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Pipettenständer



IBI bietet verschiedene Pipettenständer an, die entwickelt wurden, um den Anwendern einen einfachen und schnellen Zugriff auf benötigte Pipetten während eines Experiments zu erleichtern.

Ständer für serologische Pipetten



Jedes Fach der qualitativ hochwertigen Ständer wird individuell gefertigt, um die gekerbte Front für ein einfaches Ergreifen von kürzeren Pipetten zu ermöglichen. Die Ständer besitzen eine zusätzliche Boden-Acrylplatte, die den Stand und die Stabilität verbessert.

Tier-Halter



Die Tier-Halter von IBI wurden für Mäuse und Ratten entwickelt, und dienen sowohl dem Schutz des Anwenders als auch des Tieres. Die Halter sind in fünf Größen verfügbar.