


Produkte für die Kryolagerung - Broschüre 2019

Expell Kryoröhrchen

DNase-/RNase-frei. Hergestellt im Reinraum nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485.

Aus FDA-zugelassenem Polypropylen für medizinische Anwendungen.

Sterilisiert nach ISO 11137-2:2013 – Sterilitätssicherheitsfaktor (SAL-Wert) bei Standardprodukten 10⁻⁶.



Kat. Nr.	Beschreibung
5040500C	Expell Kryoröhrchen, 0,5 ml, steril , Länge: 28,6 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 10 x 100 Stück, lose im Beutel
5041000C	Expell Kryoröhrchen, 1,0 ml, steril , Länge: 36,1 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 10 x 100 Stück, lose im Beutel
5042000C	Expell Kryoröhrchen, 2,0 ml, steril , Länge: 47,6 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 10 x 100 Stück, lose im Beutel
5042001C	Expell Kryoröhrchen, 2,0 ml , nicht steril, Länge: 47,6 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 2 x 500 Stück, lose im Beutel
5044000C	Expell Kryoröhrchen, 4,0 ml, steril , Länge: 73,3 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 5 x 100 Stück, lose im Beutel
5045000C	Expell Kryoröhrchen, 5,0 ml, steril , Länge: 88,5 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 5 x 100 Stück, lose im Beutel
504W000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, weiß, 500 Stück
504G000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, grün, 500 Stück
504R000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, rot, 500 Stück
504B000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, blau, 500 Stück
504V000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, lila, 500 Stück
504Y000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, gelb, 500 Stück

