

Produkte für die Kryolagerung – Broschüre 2020

Expell Kryoröhrchen

DNase-/RNase-frei. Hergestellt im Reinraum nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485.

Aus FDA-zugelassenem Polypropylen für medizinische Anwendungen.


Sterilisiert nach ISO 11137-2:2013 – Sterilitätssicherheitsfaktor (SAL-Wert) bei Standardprodukten 10⁻⁶.

Farbige Deckelinserts (in den Farben blau, gelb, grün, lila, rot, weiß) aus Polypropylen unterstützen die Identifizierung von Proben.

Auslaufsicheres Verschlussdesign.

Graduierung und Beschriftungsfeld ermöglichen eine einfache Identifizierung der Proben.

SuperStraight™ Design verringert Risiko durch Kontamination während der Lagerung.



Externer Verschluss **SuperStraight™** erhöht Kapazität um bis zu 23 % bei Verwendung mit den 10 x 10 Expell Kryoboxen.

QuickSeal™ Design ermöglicht einhändige Arbeit.

Rote Linie markiert die maximale, empfohlene Füllvolumen bei Lagerung in flüssigem Stickstoff.

Sternförmiger Boden sorgt für bessere Stabilität während der Lagerung.

Kat. Nr.	Beschreibung
5040500C	Expell Kryoröhrchen, 0,5 ml, steril , Länge: 28,6 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 10 x 100 Stück, lose im Beutel
5041000C	Expell Kryoröhrchen, 1,0 ml, steril , Länge: 36,1 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 10 x 100 Stück, lose im Beutel
5042000C	Expell Kryoröhrchen, 2,0 ml, steril , Länge: 47,6 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 10 x 100 Stück, lose im Beutel
5042001C	Expell Kryoröhrchen, 2,0 ml , nicht steril, Länge: 47,6 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 2 x 500 Stück, lose im Beutel und 1x 1000 Stück (Klappen)
5044000C	Expell Kryoröhrchen, 4,0 ml, steril , Länge: 73,3 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 5 x 100 Stück, lose im Beutel
5045000C	Expell Kryoröhrchen, 5,0 ml, steril , Länge: 88,5 mm, äußerer Durchmesser 12,08 mm, 5 x 100 Stück, lose im Beutel
504W000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, weiß, 500 Stück
504G000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, grün, 500 Stück
504R000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, rot, 500 Stück
504B000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, blau, 500 Stück
504V000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, lila, 500 Stück
504Y000C	Farbiges Insert für Expell Kryoröhrchen, gelb, 500 Stück

