

# Evaporator Adapter

## Produktinformation (Auszug)

Die Evaporator Adapter von Chemglass Life Sciences bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, das Dampfdurchführungsrohr oder die „bump trap“ Ihres Rotationsverdampfers mit verschiedenen **Probenflaschen, Mikrowellen-Reaktionsgefäßen** oder **Druckgefäßen** zu verbinden.

### Adapter für Probenflaschen mit Gewinde

Der Glasadapter ist in drei Schliffgrößen erhältlich. Sein unteres Ende besitzt ein Schraubgewinde (20-400), an welches ein spezieller Gewindeadapter aus PTFE angeschlossen wird. Dieser ist in verschiedenen Größen für die Verbindung mit diversen Probenflaschen erhältlich.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
<b>Adapter-Kit für Probenflaschen mit Gewinde:</b>		
Ein Glasadapter mit sechs PTFE-Gewindeadaptern: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400		
CG-1318-40	24/40 Adapter-Kit, komplett	1 Kit
CG-1318-41	29/26 Adapter-Kit, komplett	1 Kit
CG-1318-42	29/42 Adapter-Kit, komplett	1 Kit

### **Gewindeadapter-Kit für Probenflaschen mit Gewinde:**

Sechs PTFE-Gewindeadapter: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400; ohne Glasadapter		
CG-1318-30	Gewindeadapter-Kit	1 Kit

### **Einzelkomponenten für Probenflaschen mit Gewinde:**

CG-1318-10	24/40 Glasadapter	1 Stück
CG-1318-11	29/26 Glasadapter	1 Stück
CG-1318-12	29/42 Glasadapter	1 Stück
CG-1318-20	Gewindeadapter für 13-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-21	Gewindeadapter für 15-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-22	Gewindeadapter für 18-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-23	Gewindeadapter für 20-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-24	Gewindeadapter für 22-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-25	Gewindeadapter für 24-400 Probenflaschen	1 Stück

### Adapter für Mikrowellen-Reaktionsgefäßen

Der Glasadapter ist in zwei Schliffgrößen erhältlich und wird mit einem schwarzen Acetal-Kompressionsdeckel verbunden, in welchen die Mikrowellen-Reaktionsgefäße mit Flanschöffnung (CG-4920) seitlich eingesetzt werden.



CG-1318-A-10	24/40 Adapter für Mikrowellen-Reaktionsgefäße	1 Stück
CG-1318-A-12	29/42 Adapter für Mikrowellen-Reaktionsgefäße	1 Stück

### Adapter für Druckgefäße

Für die Nutzung mit Druckgefäßen (CG-1880) ist der Glasadapter mit Schliff (24/40) mit einem PTFE-Stopfen mit Öffnung sowie Viton O-Ring verbunden.



CG-1881-01	24/40 Adapter für Druckgefäße, #15 PTFE-Stopfen	1 Stück
CG-1881-02	24/40 Adapter für Druckgefäße, #25 PTFE-Stopfen	1 Stück

# Trichter für Probenflaschen

## Trichter für Probenflaschen mit Gewinde

Für den einfachen, sicheren und tropffreien Transfer des Produktes können die Trichter aus PTFE auf die meisten Probenflaschen mit Gewinde geschraubt werden.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
CG-1761-20	Trichter-Kit mit acht PTFE-Trichtern mit Gewinde: 8-425, 9-425 und 10-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-400	1 Kit
CG-1761-01	Trichter, PTFE, für 8-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-02	Trichter, PTFE, für 9-425 und 10-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-03	Trichter, PTFE, für 13-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-04	Trichter, PTFE, für 15-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-05	Trichter, PTFE, für 18-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-06	Trichter, PTFE, für 20-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-07	Trichter, PTFE, für 22-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-08	Trichter, PTFE, für 24-400 Probenflaschen	1 Stück

# Probenflaschen

## Probenflaschen aus Weiß- oder Braunglas

Probenflaschen aus Borosilikatglas Typ 1 mit festen Deckeln und innenliegender PTFE-Dichtung.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
CG-4900-01	4 ml Probenflasche, Weißglas, 13-425 Gewinde	144
CG-4900-02	8 ml Probenflasche, Weißglas, 15-425 Gewinde	144
CG-4900-03	16 ml Probenflasche, Weißglas, 18-400 Gewinde	144
CG-4900-04	20 ml Probenflasche, Weißglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4900-05	30 ml Probenflasche, Weißglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4900-06	40 ml Probenflasche, Weißglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4905-01	4 ml Probenflasche, Braunglas, 13-425 Gewinde	144
CG-4905-02	8 ml Probenflasche, Braunglas, 15-425 Gewinde	144
CG-4905-03	16 ml Probenflasche, Braunglas, 18-400 Gewinde	144
CG-4905-04	20 ml Probenflasche, Braunglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4905-05	30 ml Probenflasche, Braunglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4905-06	40 ml Probenflasche, Braunglas, 24-400 Gewinde	144

**Probenflaschen für weitere Volumina und Gewindegrößen sowie eine große Auswahl an Deckeln auf Anfrage erhältlich.**