

Evaporator Adapter

Preisliste 2019 (Auszug)

Die Evaporator Adapter von Chemglass Life Sciences bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, das Dampfdurchführungsrohr oder die „bump trap“ Ihres Rotationsverdampfers mit verschiedenen **Probenflaschen**, **Mikrowellen-Reaktionsgefäßen** oder **Druckgefäßen** zu verbinden.

Adapter für Probenflaschen mit Gewinde

Der Glasadapter ist in drei Schliffgrößen erhältlich. Sein unteres Ende besitzt ein Schraubgewinde (20-400), an welches ein spezieller Gewindeadapter aus PTFE angeschlossen wird. Dieser ist in verschiedenen Größen für die Verbindung mit diversen Probenflaschen erhältlich.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
Adapter-Kit für Probenflaschen mit Gewinde:		
Ein Glasadapter mit sechs PTFE-Gewindeadaptern: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400		
CG-1318-40	24/40 Adapter-Kit, komplett	1 Kit
CG-1318-41	29/26 Adapter-Kit, komplett	1 Kit
CG-1318-42	29/42 Adapter-Kit, komplett	1 Kit

Gewindeadapter-Kit für Probenflaschen mit Gewinde:

Sechs PTFE-Gewindeadapter: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400; ohne Glasadapter		
CG-1318-30	Gewindeadapter-Kit	1 Kit

Einzelkomponenten für Probenflaschen mit Gewinde:

CG-1318-10	24/40 Glasadapter	1 Stück
CG-1318-11	29/26 Glasadapter	1 Stück
CG-1318-12	29/42 Glasadapter	1 Stück
CG-1318-20	Gewindeadapter für 13-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-21	Gewindeadapter für 15-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-22	Gewindeadapter für 18-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-23	Gewindeadapter für 20-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-24	Gewindeadapter für 22-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-25	Gewindeadapter für 24-400 Probenflaschen	1 Stück

Adapter für Mikrowellen-Reaktionsgefäßen

Der Glasadapter ist in zwei Schliffgrößen erhältlich und wird mit einem schwarzen Acetal-Kompressionsdeckel verbunden, in welchen die Mikrowellen-Reaktionsgefäße mit Flanschöffnung (CG-4920) seitlich eingesetzt werden.



CG-1318-A-10	24/40 Adapter für Mikrowellen-Reaktionsgefäße	1 Stück
CG-1318-A-12	29/42 Adapter für Mikrowellen-Reaktionsgefäße	1 Stück

Adapter für Druckgefäße

Für die Nutzung mit Druckgefäßen (CG-1880) ist der Glasadapter mit Schliff (24/40) mit einem PTFE-Stopfen mit Öffnung sowie Viton O-Ring verbunden.



CG-1881-01	24/40 Adapter für Druckgefäße, #15 PTFE-Stopfen	1 Stück
CG-1881-02	24/40 Adapter für Druckgefäße, #25 PTFE-Stopfen	1 Stück

Trichter für Probenflaschen

Trichter für Probenflaschen mit Gewinde

Für den einfachen, sicheren und tropffreien Transfer des Produktes können die Trichter aus PTFE auf die meisten Probenflaschen mit Gewinde geschraubt werden.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
CG-1761-20	Trichter-Kit mit acht PTFE-Trichtern mit Gewinde: 8-425, 9-425 und 10-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-400	1 Kit
CG-1761-01	Trichter, PTFE, für 8-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-02	Trichter, PTFE, für 9-425 und 10-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-03	Trichter, PTFE, für 13-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-04	Trichter, PTFE, für 15-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-05	Trichter, PTFE, für 18-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-06	Trichter, PTFE, für 20-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-07	Trichter, PTFE, für 22-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1761-08	Trichter, PTFE, für 24-400 Probenflaschen	1 Stück

Probenflaschen

Probenflaschen aus Weiß- oder Braunglas

Probenflaschen aus Borosilikatglas Typ 1 mit festen Deckeln und innenliegender PTFE-Dichtung.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
CG-4900-01	4 ml Probenflasche, Weißglas, 13-425 Gewinde	144
CG-4900-02	8 ml Probenflasche, Weißglas, 15-425 Gewinde	144
CG-4900-03	16 ml Probenflasche, Weißglas, 18-400 Gewinde	144
CG-4900-04	20 ml Probenflasche, Weißglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4900-05	30 ml Probenflasche, Weißglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4900-06	40 ml Probenflasche, Weißglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4905-01	4 ml Probenflasche, Braunglas, 13-425 Gewinde	144
CG-4905-02	8 ml Probenflasche, Braunglas, 15-425 Gewinde	144
CG-4905-03	16 ml Probenflasche, Braunglas, 18-400 Gewinde	144
CG-4905-04	20 ml Probenflasche, Braunglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4905-05	30 ml Probenflasche, Braunglas, 24-400 Gewinde	144
CG-4905-06	40 ml Probenflasche, Braunglas, 24-400 Gewinde	144

Probenflaschen für weitere Volumina und Gewindegrößen sowie eine große Auswahl an Deckeln auf Anfrage erhältlich.