

Evaporator Adapter

- ein Auszug aus dem Programm von Chemglass Life Sciences -

- Gesamtpreisliste auf Anfrage -

Der Evaporator Adapter von Chemglass Life Sciences bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre Standard-Probenflasche mit einem Dampfdurchführungsrohr oder einer „bump trap“ Ihres Rotationsverdampfers zu verbinden. Der Glasadapter ist für größtmögliche Flexibilität in drei unterschiedlichen Schlifften erhältlich. Das untere Ende des Glasadapters besitzt ein Schraubgewinde (20-400) für die Verbindung mit einem speziellen Schraubgewindeadapter, an welchen die Probenflasche angeschlossen wird. Der Schraubgewindeadapter besteht aus PTFE-beschichtetem Polypropylen und ist in sechs Größen erhältlich. Dies erlaubt es Ihnen, Ihre Proben in einer großen Auswahl an Probenfläschchen zu sammeln.



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
CG-1318-40	Adapter Kit komplett: 24/40 Glas Adapter mit 6 Gewindeadaptern: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400	1 Kit
CG-1318-41	Adapter Kit komplett: 29/26 Glas Adapter mit 6 Gewindeadaptern: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400	1 Kit
CG-1318-42	Adapter Kit komplett: 29/42 Glas Adapter mit 6 Gewindeadaptern: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400	1 Kit
CG-1318-30	Set mit 6 Gewindeadaptern: 13-425, 15-425, 18-425, 20-400, 22-400, 24-400	1 Kit
Ersatz- bzw. Einzelteile:		
CG-1318-10	24/40 Glas Adapter	1 Stück
CG-1318-11	29/26 Glas Adapter	1 Stück
CG-1318-12	29/42 Glas Adapter	1 Stück
CG-1318-20	Gewindeadapter für 13-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-21	Gewindeadapter für 15-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-22	Gewindeadapter für 18-425 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-23	Gewindeadapter für 20-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-24	Gewindeadapter für 22-400 Probenflaschen	1 Stück
CG-1318-25	Gewindeadapter für 24-400 Probenflaschen	1 Stück

Glas für die Chemie, Industrie und Life Sciences



Produkte für die Chemie

- CHEMGLASS®
- AIRFREE®
- MINUM-WARE®
- PIE-BLOCK™
- CHEM-CAP®
- CHEM-STIR™
- OPTICHEM®
- CHEMVAC®
- OPTITHERM™



Vials für Forschung und Industrie

- Autosampler Vials und Kappen
- Vials für die Probenaufbewahrung
- Spezial-Vials und Zubehör
- V-Vials für kleine Probenvolumen
- Crimp Vials und Verschlüsse
- Snap Vials und Verschlüsse
- Crimper und De-Capper (Verschließ- und Öffnungshilfen)
- Gestelle und Lagerschachteln



Glasprodukte für die Zellkultur

- Anaerobe Kulturgefäße
- Bioreaktorgefäße
- Deckgläser
- Fermenter
- Flaschen (Fernbach, Roux usw.)
- Homogenisatoren
- Klonierungszylinder
- Röhrchen
- Schüttelkolben mit/ohne Schikanen
- Spinnerflaschen

und vieles mehr

