

Repetitive Dispenser (Stepper)

“Capp Rhythm R10“

- Verbessertes Design
- Mechanischer Handdispenser / Stepper
- Schnelles, präzises Dispensieren
- Kompatibel mit allen Capp Harmony Spritzen
- Volumenbereich von 0,1 - 50 ml
- Leichtgewicht (105 g) mit schlankem Griff
- Bequem von Hand zu bedienen
- Hohe Genauigkeit und Präzision
- Sehr robuste Pipette



Kat.-Nr.

Beschreibung

PR-10

Volumenbereich 0,1 - 50 ml; Neues verbessertes Design

RS-00-C

Spritzen-Starter-Set bestehend aus
 - je 5 x 0,05 - 25 ml Spritzen, unsteril
 - je 5 sterile, einzeln verpackte 2,5 ml, 5 ml und 12,5 ml Spritzen

Ersatzspritzen (in Großpackung oder steril, einzeln verpackt)

Kat.Nr.

Beschreibung

RS-01-C	0,05 ml, Großpackung, VE = 100
RS-01S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-02-C	0,5 ml, Großpackung, VE = 100
RS-02S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-03-C	1,25 ml, Großpackung, VE = 100
RS-03S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-04-C	2,5 ml, Großpackung, VE = 100
RS-04S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-05-C	5,0 ml, Großpackung, VE = 100
RS-05S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-06-C	12,5 ml, Großpackung, VE = 100
RS-06S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-07-C	25,0 ml, Großpackung, VE = 25
RS-07S-C	dto., steril, einzeln verpackt
RS-08-C	50,0 ml, Großpackung, VE = 25
RS-08S-C	dto., steril, einzeln verpackt

Ersatzspritzen mit anderen Volumina (0,1 ml, 0,2 ml, 1 ml und 10 ml) sind auf Anfrage erhältlich