

Zubehör für Liquid Handling Systeme

Flyer 2019

(Für mehr Informationen zu den ARI Geräten, fragen Sie bitte nach unserer separaten Broschüre)

“Phoenix”, “Gryphon”, “Cobra” und “Hydra” Verbrauchsmaterialien

Art Robbins Instruments bietet alle **Ersatzspritzen und Glaskörper für Spritzen** für Ihr “Phoenix”, “Gryphon”, “Cobra” oder “Hydra” Gerät. Alle Spritzen und Glaskörper sind in verschiedenen Größen (100 µl, 290 µl, 580 µl, oder 1 ml) erhältlich, entweder mit PTFE beschichtetem Edelstahl oder flexiblen Nitinol Nadeln.

Ersatzspritze = Glaskörper, Nadel, Kolben, PTFE Spitze

Ersatzglaskörper = Glaskörper, Nadel, PTFE Spitze (kein Kolben)

TCSS = PTFE beschichteter Edelstahl; flexibel = Nitinol



Beschreibung	Ersatzspritze	Ersatzglaskörper
	Kat. Nr.	Kat. Nr.
100 µl, TCSS	102-9440-01	102-9450-01
100 µl, flexibel	102-9440-04	102-9450-04
290 µl, TCSS	102-9440-00	102-9450-00
290 µl, flexibel	102-9440-05	102-9450-05
290 µl, TCSS weite Öffnung	102-9350-00	102-9360-00
580 µl, TCSS	102-9470-00	102-9480-00
580 µl, flexibel	102-9470-02	102-9480-02
580 µl, TCSS weite Öffnung	102-9350-01	102-9360-01
1 ml, TCSS	102-9470-01	102-9480-01
1 ml, flexibel	102-9470-03	102-9480-03
1 ml, TCSS weite Öffnung	102-9350-02	102-9360-02
100 µl, TCSS (384)	102-9370-01	102-9380-01
100 µl, flexibel (384)	102-9370-04	102-9380-04

Ersatzspitzen aus **PTFE** sind notwendig, um für maximale Effizienz Ihre Spritzen in einem optimalen Zustand zu erhalten.

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
105-9010-11	50 µl	100
105-9220-01	100 µl	100
105-9230-01	250 µl	100
105-9260-01	290 µl für Spritzen mit weiter Öffnung	100
105-9240-01	580 µl	100
105-9270-01	580 µl für Spritzen mit weiter Öffnung	100
105-9250-01	1 ml	100
105-9280-01	1 ml für Spritzen mit weiter Öffnung	100
105-9320-01	100 µl (384)	400
105-9900-01	Werkzeug zur Beladung der Spritzen mit neuen Spitzen (PTFE)	1



Reinigungsdrähte helfen, Ihre Spritzen in einem guten Zustand zu halten.

102-9490-00	Für 290 µl, 580 µl und HLA Spritzen	10
102-9490-01	Für alle 100 µl und alle flexiblen Spritzen	10
102-9490-02	Für alle Spritzen mit weiter Öffnung	10

Ersatznano-Nadeln für “Phoenix” und “Gryphon” Nano Module

600-3102-00	Nano Nadel (neue Version)	1
600-3000-01	Nano Nadel (alte Version)	1

Zubehör für "Phoenix", "Gryphon", "Cobra" und "Hydra"

	Kat. Nr.	Beschreibung	VE
	600-4001-01	Kühlelement (pink)	1
	600-4001-02	Kühlelement (gelb)	1
	600-4002-00	Proteinröhrchen, 0,2 ml	500/Beutel
	600-4003-00	Waschreservoir	5/Packung
	600-4004-00	"Hanging drop" Adapter	1
	600-4005-00	Rauchglasplatte	1
	600-4006-00	"Hanging drop" Folien	50/Packung
	600-4007-00	Zymit & EDTA Waschlösung Kit	1
	600-4007-01	Micro 90 Reinigungslösung	1
	600-3400-05	"Gryphon" antimikrobielle Schlauchware	ca. 1 m
	600-3400-06	"Phoenix" antimikrobielle Schlauchware, für Kopfpumpe	ca. 1 m
	600-3400-07	600-3400-06 für Nanopumpe	ca. 1 m

"Cobra" Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
630-1100-01	Röhrchenständer für 1,5 ml und 2,0 ml Röhrchen	1
630-1101-01	Ersatzschlauchware, 4-Kanal Cobra	1
600-3105-10	Flaschen mit Kabelbaum und Schlauchware	1
600-3102-03	Ersatznano-Nadel mit Zubehör für die "Cobra"	1

"Scorpion" Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
640-1099-01	Einsätze für Röhrchenständer für 1,5 ml und 2,0 ml Röhrchen	4
640-1200-01	15 ml Röhrchenständer (für bis zu 24 x 15 ml Röhrchen)	1
640-1200-02	50 ml Röhrchenständer (für bis zu 8 x 50 ml Röhrchen)	1
640-1401-01	1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen (PE)	100
640-1400-01	15 ml Zentrifugenröhrchen	50
640-1400-02	50 ml Zentrifugenröhrchen	50
640-1201-01	Pipettenspitzenständer	1
640-1202-02	1 ml Spritze	1
640-1205-01	Scorpion Plattenadapter für Linbro Platten	1
640-1206-01	Scorpion Dispensieradapter für niedrige Volumina	1
640-1203-01	Scorpion Schlauchware mit Verschraubung	1
640-1204-01	Scorpion Magneten für Basisdeck (1 roter, 1 schwarzer)	1
640-1207-01	Scorpion Befestigung Pipettenspitze inklusive Zubehör	1
640-1208-01	Scorpion Kabelkit für den Drucksensor	1
640-1209-01	Scorpion Schlauchware zur Pipettenspitze inklusive Zubehör	1
640-1301-00	1000 µl Pipettenspitzen mit Filter (steril)	1.536 Spitzen
640-1301-01	200 µl Pipettenspitzen mit Filter (steril)	2.304 Spitzen
640-1300-00	1000 µl Pipettenspitzen (nicht steril)	(sterile Spitzen und
640-1300-01	200 µl Pipettenspitzen (nicht steril)	mit Filter erhältlich)
640-1300-02	50 µl Pipettenspitzen (nicht steril)	1.536 Spitzen
		2.304 Spitzen
		2.304 Spitzen