


Hood and Trolley for Robotic Systems



- Panels and doors manufactured in clear plastic
- Aluminium frame
- Opening with rubber cover Ø 80 mm (right) for cables
- Front with door and extra reach-through opening
- Suitable for all robotic systems which require a constant humidity (see below for measurements)
- Hood suitable for Single-channel Phoenix and all modular Gryphon robots from **Art Robbins Instruments**
- Inclusive:
 - Ultra-sonic humidifier
 - Humidity controller
 - Humidity sensor
- Optional:
 - Trolley: 4 locking castors, base plate and 2 shelves
- Slight design changes possible



Cat. No.	Description
25-1000-01	Hood for robotic systems to assure constant humidity (attention: max. 70 %), without trolley base, exterior dimensions (w x h x d): 900 x 900 x 900 mm
25-1000-02	Trolley, 4 locking castors, base plate and 2 shelves dimensions (w x h x d): 900 x 900 x 900 mm

Einhausung und fahrbahres Untergestell für automatische Systeme

- Seitenteile und Tür aus klarem Kunststoff
- Rahmen aus stabilem Aluminium
- Öffnung mit Gummiabdeckung (Ø 80 mm, rechts) für Kabel
- Vorderseite mit Tür versehen und Klappe zum Hineingreifen
- Geeignet für alle automatische Systeme, die eine konstante Luftfeuchtigkeit benötigen (siehe unten für Maße)
- Einhausung passend für Einkanal-Phoenix und alle Gryphon Roboter von **Art Robbins Instruments**
- Enthalten:
 - Ultraschall Befeuchter
 - Feuchteregler
 - Feuchtesensor
- Optional:
 - Fahrbahres Untergestell:
 - 4 Lenkrollen,
 - Basisplatte und 2 Regalböden
- Kleine Änderungen im Design möglich



Kat. Nr.	Beschreibung
25-1000-01	Abdeckhaube für automatische Systeme, um eine konstante Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten (Achtung: max. 70 %), ohne Untersatz, äußere Maße (L x B x H): 900 x 900 x 900 mm
25-1000-02	Fahrbarer Untersatz, 4 Lenkrollen, mit Basisplatte und 2 Regalböden, äußere Maße (L x B x H): 900 x 900 x 900 mm