

Zubehör für Liquid Handling Systeme

Flyer 2026 (Auszug)

(Für Informationen zu den ARI-Geräten, fragen Sie bitte nach unserer separaten Broschüre „Liquid Handling“)

„Phoenix“, „Gryphon“, „Cobra“ und „Hydra“ Verbrauchsmaterialien

Art Robbins Instruments bietet alle **Ersatzspritzen und Glaskörper für Spritzen** für Ihr „Phoenix“, „Gryphon“, „Cobra“ oder „Hydra“ Gerät. Alle Spritzen und Glaskörper sind in verschiedenen Größen (100 µl, 250 µl, 500 µl, oder 1 ml) erhältlich, entweder mit PTFE beschichtetem Edelstahl oder flexiblen Nitinol Nadeln.

TCSS = PTFE beschichteter Edelstahl; flexibel = Nitinol

Ersatzspritze (mit Nadel, Glaskörper, Kolben und PTFE Spitze)	Ersatzglaskörper (mit Nadel, Glaskörper und PTFE Spitze, ohne Kolben)
---	---

Beschreibung	Kat. Nr.	Kat. Nr.
100 µl, TCSS	102-9440-01	102-9450-01
100 µl, flexibel	102-9440-04	102-9450-04
250 µl, TCSS	102-9440-00	102-9450-00
250 µl, flexibel	102-9440-05	102-9450-05
250 µl, TCSS weite Öffnung	102-9350-00	102-9360-00
500 µl, TCSS	102-9470-00	102-9480-00
500 µl, flexibel	102-9470-02	102-9480-02
500 µl, TCSS weite Öffnung	102-9350-01	
1 ml, TCSS	102-9470-01	102-9480-01
1 ml, flexibel	102-9470-03	102-9480-03
1 ml, TCSS weite Öffnung	102-9350-02	102-9360-02
100 µl, TCSS (384)	102-9370-01	102-9380-01
100 µl, flexibel (384)	102-9370-04	102-9380-04

Ersatzspitzen aus PTFE sind notwendig, um für maximale Effizienz Ihre Spritzen in einem optimalen Zustand zu erhalten.

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
105-9010-11	50 µl	100
105-9220-01	100 µl	100
105-9230-01	250 µl	100
105-9260-01	250 µl für Spritzen mit weiter Öffnung	100
105-9240-01	500 µl	100
105-9270-01	500 µl für Spritzen mit weiter Öffnung	100
105-9250-01	1 ml	100
105-9280-01	1 ml für Spritzen mit weiter Öffnung	100
105-9320-01	100 µl (384)	400
105-9900-01	Werkzeug zur Beladung der Spritzen mit neuen Spitzen (PTFE)	1


Reinigungsdrähte helfen, Ihre Spritzen in einem guten Zustand zu halten.

102-9490-00	Für 250 µl, 500 µl und HLA-Spritzen	10
102-9490-01	Für alle 100 µl und alle flexiblen Spritzen	10
102-9490-02	Für alle Spritzen mit weiter Öffnung	10

Ersatznano-Nadeln für „Phoenix“ und „Gryphon“ Nano Modul

600-3102-00	Nano Nadel (neue Version)	1
600-3102-02	Nano Nadel (großes Volumen)	1
600-3102-04	Nano Nadel (chemisch resistent)	2

Zubehör für „Phoenix“, „Gryphon“, „Cobra“ und „Hydra“

	Kat. Nr.	Beschreibung	VE
 Kühlelement  "Hanging drop" Adapter und Folien	600-4001-01	Kühlelement (pink)	1
	600-4001-02	Kühlelement (gelb)	1
	600-4002-00	Proteinröhrchen, 0,2 ml	500/Beutel
	600-4003-00	Waschreservoir	2/Packung
	600-4004-00	"Hanging drop" Adapter	1
	600-4005-00	Rauchglasplatte	1
	600-4006-00	"Hanging drop" Folien	50/Packung
	600-4007-00	Zymit & EDTA Waschlösung Kit	1
	600-4007-01	Micro 90 Reinigungslösung	1
	600-3400-05	„Gryphon“ antimikrobielle Schlauchware	ca. 1 m
	600-3400-06	„Phoenix“ antimikrobielle Schlauchware, für Kopfpumpe	ca. 1 m
	600-3400-07	600-3400-06 für Nanopumpe	ca. 1 m
	Tubing	Schlauchware, Kit für „Phoenix“ oder „Gryphon“	1 Kit

„Cobra“ Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
600-3105-10	Waschflaschen mit Kabelbaum und Schlauchware	1
600-3105-11	„Bulk“-Flasche (zum Dispensieren) mit Kabelbaum und Schlauchware	1
600-3102-03	Ersatznano-Nadel mit Zubehör für die „Cobra“	1
600-3106-00	ARI Nano Waschflaschen-Filter	2

„Scorpion“ Zubehör

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
640-1099-01	Einsätze für Röhrchenständer (für 1,5 ml und 2,0 ml Röhrchen)	4
640-1200-01	15 ml Röhrchenständer (für bis zu 24 x 15 ml Röhrchen)	1
640-1200-02	50 ml Röhrchenständer (für bis zu 8 x 50 ml Röhrchen)	1
640-1102-01	20 ml Szintillationsröhrchenständer (für bis zu 15 x 20 ml Röhrchen)	1
640-1151-01	20 ml Szintillationsröhrchen Heizblock	1
640-1103-01	7,39 ml Röhrchenständer (für bis zu 30 x 7,39 ml Röhrchen)	1
640-1152-01	7,39 ml Röhrchen Heizblock	1
640-1201-01	Pipettenspitzenständer	1
640-1202-02	1 ml Spritze	1
640-1205-01	„Scorpion“ Plattenadapter für Linbro Platten	1
640-1206-01	„Scorpion“ Dispensieradapter für niedrige Volumina	1
640-1203-01	„Scorpion“ Schlauchware mit Verschraubung	1
640-1204-01	„Scorpion“ Magneten für Basisdeck (1 roter, 1 schwarzer)	1
640-1207-01	„Scorpion“ Befestigung Pipettenspitze inklusive Zubehör	1
640-1208-01	„Scorpion“ Kabelkit für den Drucksensor	1
640-1209-01	„Scorpion“ Schlauchware zur Pipettenspitze inklusive Zubehör	1

„Scorpion“ Pipettenspitzen

Kat. Nr.	Beschreibung	VE Anzahl
640-1300-00	1000 µl Pipettenspitzen, unsteril	1.536 Spitzen/VE
640-1300-01	200 µl Pipettenspitzen, unsteril	2.304 Spitzen/VE
640-1300-02	50 µl Pipettenspitzen, unsteril	2.304 Spitzen/VE

Auch sterile Spitzen und mit Filter erhältlich, kontaktieren Sie uns für ein Angebot.