

Große Global N-Biotek Sonderaktion

25 % Nachlass auf alle Geräte!

Schüttler, Inkubatoren, Schüttelinkubatoren und mehr!

von August bis November 2026

Inkubatoren



Funktionen

- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 60 °C (± 0.25 °C bei 37 °C)
- CO₂-Bereich: 0 bis 20 % (Infrarotsensor); CO₂-Genauigkeit: ± 0.1 % bei 5 %
- Edelstahl-Innenraum und -Einschübe (perforiert)
- Inklusive Wasserwanne für natürliche Luftfeuchte
- Zahlreiche Optionen verfügbar, zum Beispiel: zusätzliche Einschubbleche, Access Port, "Stacking Kits", UV- oder Heißluftsterilisation, Peltier-Kühlfunktion, Sauerstoffsteuerung und mehr!

Standardmodelle

Model	Fassungs- vermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden
NB203M	15,2 l	292 x 333 x 433	224 x 200 x 340	2 (max. 3)
NB203	42 l	408 x 482 x 550	320 x 350 x 370	2 (max. 4)
NB203XL	180 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	3 (max. 6)
NB203XXL	850 l	820 x 950 x 1840	698 x 799 x 1528	3 (max. 15)

Modelle mit Touchscreen

Model	Fassungs- vermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden
NBT203	42 l	408 x 482 x 550	320 x 350 x 370	2 (max. 4)
NBT203XL	180 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	3 (max. 6)
NBT203XL-28	280 l	700 x 690 x 1070	603 x 580 x 790	3 (max. 8)
NBT203XXL-1D	880 l	840 x 930 x 1890	720 x 800 x 1530	0 (max. 25)
NBT203XXL-2D	880 l	840 x 930 x 1890	720 x 800 x 1530	3 (max. 25)
NBT203XXL-5D	880 l	840 x 930 x 1890	720 x 800 x 1530	5 (max. 25)

► Neue Modelle

Model	Fassungs- vermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden
GNB-S203	42 l	408 x 482 x 550	320 x 350 x 370	2 (max. 4)
GNB-S203XL	180 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	3 (max. 8)
GNB-S203XXL	850 l	820 x 950 x 1840	698 x 799 x 1528	3 (max. 15)

NEU!

Schüttelinkubatoren



Funktionen

- Die Schüttler verwenden einen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) und sind leise und vibrationsarm
- Mikroprozessorgesteuerter Inkubator und Schüttler
- Verschiedene Aufsatzplattformen für Kolben, Platten, Röhrchen und eine Klebmatte sind erhältlich
- * Model mit Kühlfunktion

CO₂-Inkubatoren mit integrierten Kreisschüttlern

Model	Fassungs- vermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden	Schüttler	Plattform (cm)
NB203QS	179 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	1	1	30 x 33
NB206CL	179 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	-	2	30 x 33
NB206CX	450 l	820 x 780 x 1360	700 x 650 x 1030	-	2	52 x 52
NB206CXL	650 l	820 x 780 x 1740	700 x 650 x 1430	-	3	52 x 52
NB206CXXL	850 l	820 x 920 x 1840	700 x 800 x 1530	-	3	52 x 52

Schüttelinkubatoren ohne CO₂ – für den Labortisch, Standmodelle oder auch stapelbar

Model	Fassungs- vermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden	Schüttler	Plattform (cm)
NB205	-	285 x 400 x 290	-	-	1	25 x 31
NB205Q	142 l	545 x 545 x 870	480 x 435 x 694	2	1	30 x 33
NB205V	-	600 x 660 x 995	-	-	1	45 x 45
NB205L	-	510 x 600 x 470	510 x 500 x 330	-	1	45 x 45
NB205LF *	-	550 x 790 x 555	510 x 500 x 330	-	1	45 x 45
NBT205	-	285 x 425 x 290	-	-	1	25 x 31
NBT205L	-	510 x 600 x 470	-	-	1	45 x 45
NBT205LF *	-	550 x 790 x 555	-	-	1	45 x 45
NBT207	149 l	600 x 870 x 730	510 x 505 x 577	1	1	45 x 45
NBT207F *	149 l	600 x 870 x 730	510 x 505 x 577	1	1	45 x 45


► Neue Modelle

NEU!

Model	Fassungs- vermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden	Schüttler	Plattform (cm)
GNB-S206CL	180 l	820 x 780 x 1360	700 x 650 x 1030	-	2	52 x 52
GNB-S206CXL	650 l	820 x 775 x 1760	700 x 650 x 1430	-	3	52 x 52
GNB-S206CXXL	850 l	820 x 925 x 1860	700 x 800 x 1530	-	3	52 x 52
GNB-S205	-	285 x 400 x 290	-	-	1	25 x 31
GNB-T205P *	-	285 x 400 x 290	-	-	1	25 x 31
GNB-T205LP *	-	550 x 790 x 555	-	-	1	45 x 45
GNB-S207	150 l	600 x 870 x 730	-	1	1	46 x 46
GNB-T207P *	150 l	600 x 725 x 730	-	1	1	46 x 46

Schüttler


Große Auswahl an Plattformen



NBT101SRC im Inneren eines Inkubators



NBT101SRC



NBT101MC

Funktionen

- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Programmierbare Temperatur- und Geschwindigkeitsschritte, PID-kontrolliert
- Geräte mit separater Steuereinheit können in Inkubatoren mit einer Luftfeuchtigkeit bis 85 % und in einem Temperaturbereich von 4 °C bis 60 °C verwendet werden, da die Steuereinheit nicht der hohen Luftfeuchtigkeit und/oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC): leise und vibrationsarm
- Schüttelgeschwindigkeit: 30 bis 300 U/min (± 1 U/min), Kreisdurchmesser: 22 mm
- Zeitschaltuhr: bis 99 Stunden 59 Minuten, oder Dauerbetrieb
- NBT101S: optionale Plattform zum Wechsel zwischen Kreis- und Linearbewegung erhältlich
- NBT101MT: wird mit einer Grundplattform inkl. Silikonmatte geliefert
- NBT101MC: besteht aus zwei Plattformen mit Federdrahtgestell, die zu einer Plattform kombiniert werden können

► Eine Klebmatte und weitere Plattformen für Kolben, Röhrchen und Platten sind verfügbar

Mini-Kreisschüttler mit Plattformgröße 30 x 33 cm

Kat. Nr.	Beschreibung
NB101S	Mini-Kreisschüttler
NBT101S	Mini-Kreisschüttler mit Touchscreen
NB101SRC	Mini-Kreisschüttler mit separater Steuereinheit
NBT101SRC-V	Mini-Kreisschüttler mit separater Steuereinheit und Vibrationsfunktion
NBT101SRC	Mini-Kreisschüttler mit separater Steuereinheit und Touchscreen

Standard-Schüttler mit Plattformgröße 46 x 45,5 cm

Kat. Nr.	Beschreibung
NB101M	Standard-Schüttler
NBT101M	Standard-Schüttler mit Touchscreen
NBT101MRC	Standard-Schüttler mit separater Steuereinheit und Touchscreen

Multi- und Kombinationsschüttler mit Touchscreen und Plattformgröße 46 x 45,5 cm

Kat. Nr.	Beschreibung
NBT101MT	Multischüttler, Kreis- <u>oder</u> Linearbewegung
NBT101MC	Kombinationsschüttler, Kreis- <u>und</u> Linearbewegung

Vakuum Evaporator

- Beheizter Deckel mit Infrarotabstrahlung erhöht die Evaporationsgeschwindigkeit unter Vakuumbedingungen z.B. von DNA- oder RNA-Proben
- Einfache Kontrolle der Proben mittels Lampe ohne Stoppen des Geräts
- Temperaturbereich: 35 °C bis 65 °C (in 0,1 °C Schritten einstellbar)
- 3 Geschwindigkeiten auswählbar: 1.700, 2.500 oder 5.000 U/min
- LED-Anzeige für Temperatur und Zeitschaltuhr
- Eingebaute ölfreie Vakuumpumpe (Diaphragma-Pumpe)
- Optionale Kühlfalle erhältlich



Kat. Nr.	Beschreibung
NB503CIR	Vakuum Evaporator, Außenmaße (B x T x H): 213 x 255 x 225 mm

Wasserbad



- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 99 °C
- Gravierte Wasserstandsmarkierung
- Heizelement unterhalb der Wasserwanne
- LED-Anzeige für Temperatur, Zeit und Stromfehler
- Inklusive flachem Deckel
- Fassungsvermögen: 10 l


Kat. Nr.	Beschreibung
NB301	Wasserbad inklusive flachem Deckel, max. 10 l, Außenmaße (B x T x H): 270 x 345 x 225 mm
NB303	Schüttelwasserbad mit Kreisbewegung, ohne Deckel, max. 10 l, Außenmaße (B x T x H): 310 x 345 x 260 mm

Schüttlerzubehör

Für alle Schüttler, Schüttelinkubatoren und Inkubatoren mit integrieren Schüttlern sind verschiedene Aufsatzplattformen und Zubehör verfügbar. Die Katalognummer ist abhängig vom Modell. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



“2. Etage”, mit 4 Trägern



Aufsatzplattform mit vormontiertem Federdrahtgestell



Aufsatzplattform mit vormontierten Halterungen



Aufsatzplattform mit vormontierter Halterung für Mikroplatten

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.dunnlab.de
oder kontaktieren Sie uns direkt unter info@dunnlab.de.