









„Intelli-Platten“ für Anwendungen in der Proteinkristallographie

- Molekulare Strukturanalyse
- Dreidimensionale Struktur von Proteinen
- Strukturbasierte medizinische Forschung

96-well INTELLI-PLATE®		
 <p>Catalog #: 102-0011-00 Original INTELLI-PLATE Well Volume: 4 µl and 10 µl Reservoir volume: 300 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0001-00 96-2 Low volume reservoir Well Volume: 4 µl and 10 µl Reservoir Volume: 100 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0001-10 96-2 Low profile Well Volume: 4 µl and 10 µl Reservoir Volume: 100 µl</p>
 <p>Catalog #: 102-0001-03* 96-3 Low volume reservoir Well Volume: 1 µl Reservoir Volume: 100 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0001-13* 96-3 low profile INTELLI-PLATE Well Volume: 1 µl Reservoir Volume: 100 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0001-01 Flat bottom Well Volume: N/A Reservoir Volume: 300 µl</p>
<p>UV Compatible Plates*</p> <p>102-0001-03 102-0001-13 102-0001-20 102-0001-21</p>		
 <p>Catalog #: 102-0001-20* 96-2 Shallow well Well Volume: 2 µl Reservoir Volume 100 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0001-21* 96-2 Shallow well low profile Well Volume: 2 µl Reservoir Volume: 100 µl</p>	
24-well INTELLI-PLATE®		48-well INTELLI-PLATE®
 <p>Catalog #: 102-0004-00 24-4 Well Volume: 5 µl Reservoir Volume: 650 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0003-00 48-3 Screening Well Volume: 4 µl Reservoir Volume: 500 µl</p>	 <p>Catalog #: 102-0002-00 48-2 Optimization Well Volume: 4 µl and 20 µl Reservoir Volume: 500 µl</p>

- **96-Well „Intelli-Platten“ (8 Versionen):**
 - Zwei Protein-Wells (max. 4 µl and 10 µl) und optional 100 µl oder 300 µl Reservoir
 - Drei Protein-Wells (1 µl) und 100 µl Reservoir
 - Niedrigprofil oder besonders flache Wells, auch UV-kompatibel
 - Hochpolierter flacher Kristallisationsbereich und 300 µl Reservoir
- **48-Well „Intelli-Platten“ (2 Versionen):**
 - Für Optimierung mit zwei Wells (4 µl und 20 µl) und 500 µl Reservoir
 - Für Screens mit drei Wells (4 µl) und 500 µl Reservoir
- **24-Well „Intelli-Platten“:**
 - Für „Sitting drop“, mit vier Wells (5 µl) und 650 µl Reservoir
 - Ideal für Optimierung mit dem „Scorpion“ (separater Flyer erhältlich)
- **Merkmale für alle Platten:**
 - Alle Platten mit Barcode erhältlich
 - Standard SLAS/ANSI Format
 - Einzeln verpackt, um eine elektrostatische Aufladung der Platten zu vermeiden



Um Ihre Proteinproben zu schützen, bieten wir auch passende Versiegelungsfolien (ThermalSeal RTS) von Excel Scientific an.

Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.

“Intelli-Platten” – Bestellinformationen

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
102-0011-00	96-Well Original “Intelli-Platten”, PS, Reservoir 300 µl, 2 Protein Wells max. 10 µl und 4 µl	12 x 10
102-0011-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0011-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-00	96-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 100 µl, 2 Protein Wells max. 10 µl und 4 µl	12 x 10
102-0001-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-10	96-Well “Intelli-Platten”, niedriges Profil , LBR, Reservoir 100 µl, 2 Wells max. 10 µl und 4 µl	6 x 20
102-0001-10S	dto., kleine Packung	1 x 20
102-0001-10B	dto., Großpackung	60 x 20
102-0001-03	96-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 100 µl, 3 Wells à 1 µl, <u>UV kompatibel</u>	12 x 10
102-0001-03S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-03B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-13	96-Well “Intelli-Platten”, niedriges Profil , LBR, Reservoir 100 µl, 3 Wells à 1 µl, <u>UV kompatibel</u>	6 x 20
102-0001-13S	dto., kleine Packung	1 x 20
102-0001-13B	dto., Großpackung	60 x 20
102-0001-01	96-Well “Intelli-Platten”, PS, Reservoir 300 µl, <u>mit glatter Fläche</u>	12 x 10
102-0001-01S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-01B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0004-00	24-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 650 µl, 4 Wells à 5 µl	12 x 10
102-0004-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0004-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0002-00	48-Well “Intelli-Platten” für Optimierung, PS, Reservoir 500 µl, 2 Wells à 4 µl und 20 µl	12 x 10
102-0002-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0002-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0003-00	48-Well “Intelli-Platten” für Screens, PS, Reservoir 500 µl, 3 Wells à 4 µl	12 x 10
102-0003-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0003-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-20	96-Well “Intelli-Platten”, 2 flache Wells à 2 µl, Reservoir 100 µl, LBR, <u>UV kompatibel</u>	12 x 10
102-0001-20S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-20B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-21	96-Well “Intelli-Platten”, Niedrigprofil , 2 niedrige Wells à 2 µl, Reservoir 100 µl, LBR, <u>UV kompatibel</u>	6 x 20
102-0001-21S	dto., kleine Packung	1 x 20
102-0001-21B	dto., Großpackung	60 x 20
****_*****_**B-BC	Alle Versionen der 96-Well “Intelli-Platten” mit Barcode <u>(außer Niedrigprofilplatten)</u>	240 Platten
****_*****_**B-BC-LP	Alle Niedrigprofilplatten der 96-Well “Intelli-Platten” mit Barcode	500 Platten