












„Intelli-Platten“ für Anwendungen in der Proteinkristallographie

- Molekulare Strukturanalyse
- Dreidimensionale Struktur von Proteinen
- Strukturbasierte medizinische Forschung

96-well INTELLI-PLATE®		
 Catalog #: 102-0011-00 Original INTELLI-PLATE Well Volume: 4 µl and 10 µl Reservoir volume: 300 µl	 Catalog #: 102-0001-00 96-2 Low volume reservoir Well Volume: 4 µl and 10 µl Reservoir Volume: 100 µl	 Catalog #: 102-0001-10 96-2 Low profile Well Volume: 4 µl and 10 µl Reservoir Volume: 100 µl
 Catalog #: 102-0001-03* 96-3 Low volume reservoir Well Volume: 1 µl Reservoir Volume: 100 µl	 Catalog #: 102-0001-13* 96-3 low profile INTELLI-PLATE Well Volume: 1 µl Reservoir Volume: 100 µl	 Catalog #: 102-0001-01 Flat bottom Well Volume: N/A Reservoir Volume: 300 µl
UV Compatible Plates* 102-0001-03 102-0001-13 102-0001-20 102-0001-21		
 Catalog #: 102-0001-20* 96-2 Shallow well Well Volume: 2 µl Reservoir Volume 100 µl	 Catalog #: 102-0001-21* 96-2 Shallow well low profile Well Volume: 2 µl Reservoir Volume: 100 µl	
24-well INTELLI-PLATE®		48-well INTELLI-PLATE®
 Catalog #: 102-0004-00 24-4 Well Volume: 5 µl Reservoir Volume: 650 µl	 Catalog #: 102-0003-00 48-3 Screening Well Volume: 4 µl Reservoir Volume: 500 µl	 Catalog #: 102-0002-00 48-2 Optimization Well Volume: 4 µl and 20 µl Reservoir Volume: 500 µl

- **96-Well „Intelli-Platten“ (8 Versionen):**
 - Zwei Protein-Wells (max. 4 µl and 10 µl) und optional 100 µl oder 300 µl Reservoir
 - Drei Protein-Wells (1 µl) und 100 µl Reservoir
 - Niedrigprofil oder besonders flache Wells, auch UV-kompatibel
 - Hochpolierter flacher Kristallisationsbereich und 300 µl Reservoir
- **48-Well „Intelli-Platten“ (2 Versionen):**
 - Für Optimierung mit zwei Wells (4 µl und 20 µl) und 500 µl Reservoir
 - Für Screens mit drei Wells (4 µl) und 500 µl Reservoir
- **24-Well „Intelli-Platten“:**
 - Für „Sitting drop“, mit vier Wells (5 µl) und 650 µl Reservoir
 - Ideal für Optimierung mit dem „Scorpion“ (separater Flyer erhältlich)
- **Merkmale für alle Platten:**
 - Alle Platten mit Barcode erhältlich
 - Standard SLAS/ANSI Format
 - Einzeln verpackt, um eine elektrostatische Aufladung der Platten zu vermeiden



“Intelli-Platten” – Bestellinformationen

Kat. Nr.	Beschreibung	VE
102-0011-00	96-Well Original “Intelli-Platten”, PS, Reservoir 300 µl, 2 Protein Wells max. 10 µl und 4 µl	12 x 10
102-0011-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0011-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-00	96-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 100 µl, 2 Protein Wells max. 10 µl und 4 µl	12 x 10
102-0001-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-10	96-Well “Intelli-Platten”, niedriges Profil , LBR, Reservoir 100 µl, 2 Wells max. 10 µl und 4 µl	6 x 20
102-0001-10S	dto., kleine Packung	1 x 20
102-0001-10B	dto., Großpackung	60 x 20
102-0001-03	96-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 100 µl, 3 Wells à 1 µl, <u>UV kompatibel</u>	12 x 10
102-0001-03S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-03B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-13	96-Well “Intelli-Platten”, niedriges Profil , LBR, Reservoir 100 µl, 3 Wells à 1 µl, <u>UV kompatibel</u>	6 x 20
102-0001-13S	dto., kleine Packung	1 x 20
102-0001-13B	dto., Großpackung	60 x 20
102-0001-01	96-Well “Intelli-Platten”, PS, Reservoir 300 µl, <u>mit glatter Fläche</u>	12 x 10
102-0001-01S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-01B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0004-00	24-Well “Intelli-Platten”, LBR, Reservoir 650 µl, 4 Wells à 5 µl	12 x 10
102-0004-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0004-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0002-00	48-Well “Intelli-Platten” für Optimierung, PS, Reservoir 500 µl, 2 Wells à 4 µl und 20 µl	12 x 10
102-0002-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0002-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0003-00	48-Well “Intelli-Platten” für Screens, PS, Reservoir 500 µl, 3 Wells à 4 µl	12 x 10
102-0003-00S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0003-00B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-20	96-Well “Intelli-Platten”, 2 flache Wells à 2 µl, Reservoir 100 µl, LBR, <u>UV kompatibel</u>	12 x 10
102-0001-20S	dto., kleine Packung	1 x 10
102-0001-20B	dto., Großpackung	120 x 10
102-0001-21	96-Well “Intelli-Platten”, Niedrigprofil, 2 niedrige Wells à 2 µl, Reservoir 100 µl, LBR, <u>UV kompatibel</u>	6 x 20
102-0001-21S	dto., kleine Packung	1 x 20
102-0001-21B	dto., Großpackung	60 x 20

****_*****_**B-BC	Alle Versionen der 96-Well “Intelli-Platten” mit Barcode (außer Niedrigprofilplatten)	240 Platten
****_*****_**B-BC-LP	Alle Niedrigprofilplatten der 96-Well “Intelli-Platten” mit Barcode	500 Platten