

N-Biotek Sonderaktion

Bis zu 20 % Nachlass

auf Schüttler, Inkubatoren und Schüttelinkubatoren

von Mai bis Juli 2025

Labortechnik

Inkubatoren



Technische Daten

Model	Fassungsvermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden
NB203M	15,2 l	292 x 333 x 433	224 x 200 x 340	2 (max. 3)
NB203	42 l	408 x 482 x 550	320 x 350 x 370	2 (max. 4)
NB203XL	180 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	3 (max. 6)
NB203XXL	850 l	820 x 950 x 1840	698 x 799 x 1528	3 (max. 15)
NBT203	42 l	408 x 482 x 550	320 x 350 x 370	2 (max. 4)
NBT203XL	180 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	3 (max. 6)
NBT203XL-28	280 l	700 x 690 x 1070	603 x 580 x 790	3 (max. 8)
NBT203XXL-1D	880 l	840 x 930 x 1890	720 x 800 x 1530	3 (max. 25)

Funktionen

- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 60 °C (± 0.25 °C bei 37 °C)
- CO₂-Bereich: 0 bis 20 % (IR Sensor); CO₂-Genauigkeit: ± 0.1 % bei 5 %
- Edelstahl-Innenraum und -Einschübe (perforiert)
- Inklusive Wasserwanne für natürliche Luftfeuchte
- Zahlreiche Optionen verfügbar, zum Beispiel: zusätzliche Einschubbleche, Access Port, "Stacking Kits", UV- oder Heißluftsterilisation, Peltier-Kühlfunktion, Sauerstoffsteuerung und mehr!

Standardmodelle

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB203M	MiniCell™ CO ₂ tragbarer Inkubator, 15,2 l	3.524 €	2.820 €
NB203	CO ₂ Inkubator, 42 l	7.110 €	6.079 €
NB203XL	CO ₂ Inkubator, 180 l	8.115 €	6.892 €
NB203XXL	Großraum CO ₂ Inkubator, 850 l	49.702 €	16.272 €

Modelle mit Touchscreen

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NBT203	CO ₂ Inkubator mit Touchscreen, 42 l	7.980 €	6.783 €
NBT203XL	CO ₂ Inkubator mit Touchscreen, 180 l	8.738 €	7.396 €
NBT203XL-28	CO ₂ Inkubator mit Touchscreen, 280 l	9.932 €	8.363 €
NBT203XXL-1D	Großraum CO ₂ Inkubator mit Touchscreen, 880 l	22.838 €	18.811 €

Schüttelinkubatoren



Technische Daten

Model	Fassungsvermögen	Außenmaße (mm) (B x T x H)	Innenmaße (mm) (B x T x H)	Böden	Schüttler	Plattform (cm)
NB203QS	179 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	1	1	30 x 33
NB206CL	179 l	560 x 665 x 945	473 x 528 x 710	-	2	30 x 33
NB206CX	450 l	820 x 780 x 1360	700 x 650 x 1030	-	2	52 x 52
NB206CXL	650 l	820 x 780 x 1740	700 x 650 x 1430	-	3	52 x 52
NB206CXXL	850 l	820 x 920 x 1840	700 x 800 x 1530	-	3	52 x 52
NB205	-	285 x 400 x 290	-	-	1	25 x 31
NBT205	-	285 x 425 x 290	-	-	1	25 x 31
NBT207	149 l	600 x 870 x 730	510 x 505 x 577	1	1	45 x 45
NBT207F	149 l	600 x 870 x 730	510 x 505 x 577	1	1	45 x 45

Funktionen

- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 60 °C (± 0.25 °C bei 37 °C); NBT207F: 4 °C bis 60°C
- Die Schüttler verwenden einen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) und sind leise und vibrationsarm
- Zeitschaltuhr: bis 48 Stunden, oder Dauerbetrieb
- Mikroprozessorgesteuerter Inkubator and Schüttler
- Verschiedene Aufsatzplattformen für Kolben, Platten, Röhrchen und eine Klebmatte sind erhältlich

CO₂-Inkubatoren mit integrierten Kreisschüttlern

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB203QS	CO ₂ -Inkubator mit 1 integrierten Kreisschüttler, 179 l	40.862 €	9.116 €
NB206CL	CO ₂ -Inkubator mit 2 integrierten Kreisschüttler, 179 l	42.146 €	10.155 €
NB206CX	„aniCell“™, CO ₂ -Inkubator mit 2 Schüttlern, 450 l	24.801 €	20.400 €
NB206CXL	“aniCell”™, CO ₂ -Inkubator, 3 integrierte Schüttler, 650 l	28.345 €	23.269 €
NB206CXXL	“aniCell”™, CO ₂ -Inkubator, 3 integrierte Schüttler, 850 l	33.246 €	27.237 €


Labortisch Schüttelinkubatoren und stapelbare Schüttelinkubatoren

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB205	Mini-Schüttelinkubator	2.279 €	1.823 €
NBT205	Mini-Schüttelinkubator mit Touchscreen	2.476 €	1.981 €
NBT207	NEU! Stapelbarer Schüttelinkubator, 149 l	6.783 €	5.814 €
NBT207F	NEU! Stapelbarer Schüttelinkubator mit Kühlfunktion, 149 l	7.654 €	6.519 €

Schüttler




NBT101S im Inneren eines Inkubators



NB101S



NBT101MT



NBT101M



NBT101MC

Funktionen

- Benutzerfreundlicher LCD Touchscreen
- Programmierbare Temperatur- und Geschwindigkeitsschritte, PID-kontrolliert
- Geräte mit separater Steuereinheit können in Inkubatoren mit einer Luftfeuchtigkeit bis 85 % und in einem Temperaturbereich von 4 °C bis 60 °C verwendet werden, da die Steuereinheit nicht der hohen Luftfeuchtigkeit und/oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC): leise und vibrationsarm
- Schüttelgeschwindigkeit: 30 bis 300 U/min (± 1 U/min), Kreisdurchmesser: 22 mm
- Zeitschaltuhr: bis 99 Stunden 59 Minuten, oder Dauerbetrieb
- NBT101S: optionale Plattform zum Wechsel zwischen Kreis- und Linearbewegung erhältlich
- NBT101MT: wird mit einer Grundplattform inkl. Silikonmatte geliefert
- NBT101MC: besteht aus zwei Plattformen mit Federdrahtgestell, die zu einer Plattform kombiniert werden können

► Eine Klebematte und weitere Plattformen für Kolben, Rörchen und Platten sind verfügbar

Mini-Kreisschüttler mit Plattformgröße 30 x 33 cm

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB101S	Mini-Kreisschüttler	1.497 €	1.198 €
NBT101S	Mini-Kreisschüttler mit Touchscreen	1.705 €	1.364 €
NB101SRC	Mini-Kreisschüttler mit separater Steuereinheit	2.271 €	1.817 €
NBT101SRC-V	Mini-Kreisschüttler mit separater Steuereinheit und Vibrationsfunktion	3.044 €	2.436 €
NBT101SRC	Mini-Kreisschüttler mit separater Steuereinheit und Touchscreen	2.468 €	1.975 €

Standard-Schüttler mit Plattformgröße 46 x 45,5 cm

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB101M	Standard-Schüttler	2.065 €	1.652 €
NBT101M	Standard-Schüttler mit Touchscreen	2.221 €	1.777 €
NBT101MRC	Standard-Schüttler mit separater Steuereinheit und Touchscreen	2.986 €	2.389 €

Multi- und Kombinationsschüttler mit Touchscreen und Plattformgröße 46 x 45,5 cm

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NBT101MT	Multischüttler, Kreis- <u>oder</u> Linearbewegung	2.608 €	2.087 €
NBT101MC	Kombinationsschüttler, Kreis- <u>und</u> Linearbewegung	3.144 €	2.516 €

Vacuum Evaporator

- Beheizter Deckel mit Infrarotabstrahlung erhöht die Evaporationsgeschwindigkeit unter Vakuumbedingungen z.B. von DNA- oder RNA-Proben
- Einfache Kontrolle der Proben mittels Lampe ohne Stoppen des Geräts
- Temperaturbereich: 35 °C bis 65 °C (in 0,1 °C Schritten einstellbar)
- 3 Geschwindigkeiten auswählbar: 1.700, 2.500 oder 5.000 U/min
- LED-Anzeige für Temperatur und Zeitschaltuhr
- Eingebaute ölfreie Vakuumpumpe (Diaphragma-Pumpe)
- Optionale Kühlfalle erhältlich



Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB503CIR	Vacuum Evaporator, Außenmaße (B x T x H): 213 x 255 x 225 mm	6.853 €	5.870 €

Wasserbad



- Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 99 °C
- Gravierte Wasserstandsmarkierung
- Heizelement unterhalb der Wasserwanne
- LED-Anzeige für Temperatur, Zeit und Stromfehler
- Inklusive flachem Deckel
- Fassungsvermögen: 10 l

Kat. Nr.	Beschreibung	Listenpreis	Sonderpreis
NB301	Wasserbad inklusive flachem Deckel, max. 10 l, Außenmaße (B x T x H): 270 x 345 x 225 mm	957 €	766 €

Schüttlerzubehör

Für alle Schüttler, Schüttelinkubatoren und Inkubatoren mit integrieren Schüttlern sind verschiedene Aufsatzplattformen und Accessoires verfügbar. Die Katalognummer ist abhängig vom Modell. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



"2. Etage", mit 4 Trägern



Aufsatzplattform mit vormontiertem Federdrahtgestell



Aufsatzplattform mit vormontierten Halterungen



Aufsatzplattform mit vormontierter Halterung für Mikroplatten

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.dunnlab.de

Oder kontaktieren Sie uns direkt info@dunnlab.de.