

Labor-Kunststoffartikel für den Mehrfachgebrauch



Produktübersicht

- Preise auf Anfrage -

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abfallentsorgungsbox	11
Abtropfgestelle	16, 23
Ampullenöffner (HDPE)	4
Ballonflaschen (HDPE, PP)	5, 7
Ersatzdeckel, -hahn	5, 7, 9
Becher	4, 7, 8
PP-, PMP-, PTFE-	15
Mehrzweck/Medizin-	
Behälter	5
Proben- (LDPE, PS)	9
(PE)	
Bibette (Pipettierhilfe)	15
Brett, Schneide- (PP)	9
Büretten	4
Ersatzhähne für Büretten	4
Klemmen für Büretten	11
Deckel	7, 9
Dispensier-Flaschen (HDPE, LDPE)	5, 20-24
Dosen (PP)	14
Eimer (HDPE, PP)	9
Eiseimer	13
Enghalsflaschen (HDPE, LDPE, PP, PC)	6 - 8
Entsorgungsboxen	11
Erlenmeyerkolben (PP, PMP, PC)	11, 12
Exsikkatoren	11
Färbepalette	20
Flaschentragegestelle	6
Flaschen	5, 7
Ballon- (HDPE, PP)	5
Dispensier- (HDPE, LDPE)	
Enghals- (HDPE, LDPE, PC, PP)	6 - 8
Spritz- (LDPE)	5, 20 - 24
Tropf- (LDPE)	5
Viereckig (HDPE)	4
Wasch-	5, 20 - 24
Weithals- (HDPE, PFA, PP, PTFE)	4, 6, 8, 9
Weithals- (PP), braun	8
Fläschchen	7
(PC)	
Gallipots (Salbenschälchen) (PP)	13
Gestelle (PE, PP)	
Abtropf-	16, 23
Mikrozentrifugenröhrchen-	16
Trage-	6
Glasprodukte, Kurzübersicht	24
Glockentrichter	13
Gummistopfen	9
Griffbundhülsen	18
Hähne	
Ersatz- (für	4, 5, 7, 16,
Ballonflaschen/Büretten/Exsikkatoren)	19
Hülsen, Griffbund-	18
Imhoff-Sedimentiergefäß	19

	Seite
Kanister (PE)	14
Klemmen	
für Büretten	11
Schlauch-	15
Schliff-	13-15
Kolben	
Erlenmeyer- (PMP, PP)	12
Mess- (PMP, PP)	12
Ständer	20
Korb (PP)	8, 20
Krüge Mess- (PP)	14
Magnetrührstäbe (PTFE)	17, 18
Magnetstab -Entferner	18
Manschetten, Schliff-	18
Messbecher (PP)	4, 7, 8, 15
Messkrüge (PP)	14
Messkolben (PP, PMP)	12
Messzylinder (PP, PMP)	10
Petrischalenständer	19
Pinzetten	20
Pipettenständer (PP)	19
Pipettierhilfe „Bibette“)	15
Pipettier-Saugbälle	16
Probenbehälter	5
Protektoren, Hand- , Finger-	16
Pumpen Wasserstrahl-	16
Röhrchengestell	16
Rückschlagventil	15
Rührstäbe	17, 18
Salbenschälchen „Gallipots“	13
Saugbälle, Pipettier-	16
Schaufeln (HDPE, PP)	17
Schliffmanschetten	13, 18
Schneidebrett (PP)	9
Schraubverschlüsse	22
Schutzschild (PC)	17
Sedimentiergefäß, -system (Imhoff)	19
Spritzflaschen (LDPE)	5, 20 - 24
Ständer für Behälter mit rundgewölbtem Boden (PP)	20
Stativ	19
Stopfen (auch Gummistopfen)	9, 19
Tablett (PP)	20
Tragegestelle für Flaschen	6
Tropfflaschen (LDPE)	5
Trichter (Abfüll-, Glocken-, Pulver-, HDPE, PP)	12, 13
Verbindungsstücke (Rückschlagventil)	15
Verschlüsse	22
Viereckige Weithalsflaschen (HDPE)	4
Waschflaschen	5, 20 - 24
Wasserstrahlpumpe	16
Wannen (PP)	20
Weithalsflaschen (HDPE, PFA, PP, PTFE)	4, 6, 8, 9
Zylinder, Mess- (PP, PMP)	10
Abkürzungen und Symbole	24



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
AWY700	Ampullenöffner, HDPE (**), Ampullengröße 1 - 4 ml	1000
AWY702	5 - 10 ml	1000



Becher, PP (**), autoklavierbar, gedruckte Graduierung			
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BDA212P	25 ml	42 mm x 40 mm	10
BDA218P	50 ml	51 mm x 51 mm	10
BDA224P	100 ml	62 mm x 62 mm	10
BDA230P	250 ml	82 mm x 82 mm	10
BDA236P	500 ml	93 mm x 101 mm	10
BDA240P	1000 ml	127 mm x 126 mm	5
BDA242P	2000 ml	158 mm x 160 mm	1



Becher, PMP (**), autoklavierbar, niedrige Form, gedruckte Graduierung			
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BDD312P	25 ml	35 mm x 50 mm	12
BDD318P	50 ml	42 mm x 60 mm	12
BDD324P	100 ml	51 mm x 59 mm	12
BDD330P	250 ml	71 mm x 94 mm	6
BDD336P	500 ml	87 mm x 117 mm	6
BDD340P	1000 ml	107 mm x 148 mm	6



	Transparente Büretten, Acryl (*), glasklar, mit PMP/PE Hahn, gedruckte Graduierung	
BDH112T	25 ml	1
BDH118T	50 ml	1

	Ersatzhahn	
SWQ028T	Ersatzhahn für BDH112T	1
		1



Viereckige Weithalsflaschen, HDPE (**), lebensmittelecht, geprägte Grad., robust, auslaufsicherer Schraubverschluss			
	Volumen	Länge x Breite x Höhe	
BGE212P	25 ml	32 mm x 32 mm x 51 mm	10
BGE218P	50 ml	36 mm x 36 mm x 68 mm	10
BGE224P	100 ml	48 mm x 45 mm x 88 mm	10
BGE230P	250 ml	60 mm x 56 mm x 108 mm	10
BGE336P	500 ml	80 mm x 67 mm x 135 mm	10
BGE340P	1000 ml	101 mm x 82 mm x 170 mm	5
BGE342P	2000 ml	130 mm x 98 mm x 215 mm	5



Viereckige Weithalsflaschen, HDPE (**), geprägte Grad., blauer Schraubverschluss			
	Volumen	Länge x Breite x Höhe	
BGE236P	500 ml	75 mm x 75 mm x 120 mm	10
BGE240P	1000 ml	94 mm x 75 mm x 180 mm	5
BGE242P	2000 ml	108 mm x 92 mm x 235 mm	5



Viereckige Weithalsflaschen, HDPE (**), mit abgerundeten Ecken, robust, auslaufsicherer schwarzer Schraubverschluss mit Einlage			
	Volumen	Basis x Höhe	
BGE430P	250 ml	60 mm x 106 mm	10

Kat.-Nr.	Beschreibung		VE
Flaschen mit Dispenser, LDPE (**), durchscheinend			
	Volumen	Außen-Ø x H	
BGE514P	30 ml	32 mm x 66 mm	10
BGE520P	60 ml	40 mm x 79 mm	10
BGE528P	150 ml	59 mm x 120 mm	10
BGE530P	250 ml	59 mm x 145 mm	10
BGE536P	500 ml	74 mm x 174 mm	10

Runde Tropf-, Dispensier- oder Waschflaschen, LDPE ()**				
	Volumen	Außen-Ø x Höhe		
BGE814PNC	30 ml	32 mm x 103 mm	10	
BGE820PNC	60 ml	39 mm x 118 mm	10	
BGE828PNC	150 ml	50 mm x 144 mm	10	
BGE830PNC	250 ml	60 mm x 168 mm	10	
Spritzflaschen und Steigrohr aus einem Stück geformt, LDPE (), abnehmbare Spitze, Schraubverschluss, schlanke Form, enger Hals**				
BGF130P	250 ml, klar		5	
BGF136P	500 ml, klar		5	
Probenbehälter, LDPE (), mit anhängendem Deckel, leicht und praktisch unzerbrechlich**				
	Volumen	Außen-Ø x Höhe		
BGG306	5,0 ml	15 mm x 49 mm	20	
BGG308	10,0 ml	28 mm x 32 mm	10	
BGG312	25,0 ml	25 mm x 78 mm	10	
Große Ballonflaschen mit / ohne auslaufsicheren Hahn, HDPE (), lebensmittelecht, Enghals, Schraubverschluss, mit Handgriff**				
	Volumen	Hahn	Höhe	
BGH022	5 L	ohne Hahn	330 mm	1
BGH024	10 L	ohne Hahn	380 mm	1
BGH026	25 L	ohne Hahn	580 mm	1
BGH028	50 L	ohne Hahn	700 mm	1
BGH034	5 L	mit Hahn	330 mm	1
BGH036	10 L	mit Hahn	380 mm	1
BGH038	25 L	mit Hahn	580 mm	1
BGH040	50 L	mit Hahn	700 mm	1
SWQ003	Ersatzhahn für BGH034 und BGH036			
SWQ016	Ersatzhahn für BGH038 und BGH040			
Große Ballonflaschen, HDPE (), lebensmittelecht, Weithals, mit auslaufsicherem Schraubverschluss und Handgriffen**				
	Volumen	Hahn	Höhe	
BGH068	30 L	mit Hahn	415 mm	1
BGH070	50 L	mit Hahn	640 mm	1
BWX072	100 L	mit Hahn	770 mm	1



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
BGS040	Flaschentragegestell, kunststoffummantelter Stahldraht, (**), autoklavierbar, für 6 Flaschen max. Flaschen-Ø 60 mm	1
BGS042	max. Flaschen-Ø 74 mm	1



Weithalsflaschen, HDPE (**), lebensmittelecht, rund, durchscheinend, sehr robust, auslaufsicherer PP-Schraubverschluss (**)			
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BLH0100P	100 ml	51 mm x 89 mm	10
BLH0100BULK	100 ml	51 mm x 89 mm	420
BLH0125P	125 ml	51 mm x 104 mm	10
BLH0125BULK	125 ml	51 mm x 104 mm	350
BLH0150P	150 ml	51 mm x 116 mm	10
BWH0030PN	30 ml	32 mm x 70 mm	10
BWH0060PN	60 ml	40 mm x 82 mm	10
BWH0250PN	250 ml	60 mm x 140 mm	10
BWH0500PN	500 ml	75 mm x 161 mm	10
BWH1000PN	1000 ml	90 mm x 205 mm	5
BWH2000P	2000 ml	120 mm x 242 mm	5
BWH0250BULK	250 ml	60 mm x 140 mm	200
BWH0500BULK	500 ml	75 mm x 161 mm	110
BWH1000BULK	1000 ml	90 mm x 205 mm	60
BWH2000BULK	2000 ml	120 mm x 242 mm	30



Weithalsflaschen, PP (**), autoklavierbar, auslaufsicherer PP-Schraubverschluss (**), für hohe Ansprüche, sehr robust, durchscheinend			
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BLP0100P	100 ml	51 mm x 89 mm	10
BLP0125P	125 ml	51 mm x 104 mm	10
BLP0125P ^{GRAD}	125 ml	51 mm x 104 mm; Graduierung	10
		(siehe auch Seite 10)	
BLP0150P	150 ml	51 mm x 116 mm	10
BLP0150BULK	150 ml	51 mm x 116 mm	330



Enghalsflaschen, HDPE (**), lebensmittelecht, rund, durchscheinend, leicht aber robust, auslaufsicherer PP-Schraubverschluss (**)			
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BNH0030PN	30 ml	32 mm x 66 mm	10
BNH0060PN	60 ml	40 mm x 79 mm	10
BNH0100PN	100 ml	50 mm x 89 mm	10
BNH0125PN	125 ml	50 mm x 102 mm	10
BNH0250P	250 ml	60 mm x 140 mm	10
BNH0500P	500 ml	75 mm x 160 mm	10
BNH1000P	1000 ml	92 mm x 201 mm	5
BNH2000P	2000 ml	120 mm x 238 mm	5



Enghalsflaschen, LDPE (**), lebensmittelecht, rund, durchscheinend, flexibel, sehr robust, PP-Schraubverschluss (**)			
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BNL0030PN	30 ml	32 mm x 66 mm	10
BNL0060PN	60 ml	40 mm x 82 mm	10
BNL0150PN	150 ml	50 mm x 116 mm	10
BNL0500P	500 ml	75 mm x 160 mm	10
BNL1000P	1000 ml	90 mm x 201 mm	5


Kat.-Nr.
Beschreibung
VE

Enghalsflaschen, PP (), lebensmittelecht**, rund, autoklavierbar, durchscheinend, sehr robust, PP-Schraubverschluss (**)

	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BNP0125PN	125 ml	50 mm x 102 mm	10
BNP0150PN	150 ml	50 mm x 116 mm	10
BNP0250P	250 ml	60 mm x 140 mm	10
BNP0500P	500 ml	75 mm x 160 mm	10
BNP1000P	1000 ml	90 mm x 201 mm	5
BNP2000P	2000 ml	120 mm x 238 mm	5



	Volumen	Höhe x Breite	
BNP05A	5 L	270 mm x 220 mm	1
BNP10A	10 L	360 mm x 280 mm	1
BNP20A	20 L	420 mm x 350 mm	1
CGZ85PP	Ersatzdeckel für BNP10A/B und BNP20B		1
CAP045/H	Ersatzdeckel für BNP 05A/B		10
SCBNP01	Ersatzhahn		1

Große Ballonflaschen mit auslaufsicherem Hahn, PP (),**
Enghals, autoklavierbar, Schraubverschluss, mit Handgriff



	Volumen	Höhe x Breite	
BNP05B	5 L	270 mm x 220 mm	1
BNP10B	10 L	360 mm x 280 mm	1
BNP20B	20 L	420 mm x 350 mm	1
CGZ85PP	Ersatzdeckel für BNP10A/B und BNP20B		1
CAP045/H	Ersatzdeckel für BNP 05A/B		10
SCBNP01	Ersatzhahn		1

Große Ballonflaschen, PP (),** Enghals, autoklavierbar, robust, Schraubverschluss, mit Handgriff



	Volumen	Rand-Ø x Höhe	
BPB0050P	50 ml	50,5 mm x 61 mm	10
BPB0100P	100 ml	61,5 mm x 73 mm	10
BPB0250P	250 ml	80,5 mm x 96 mm	10
BPB0500P	500 ml	102,5 mm x 121 mm	10
BPB1000P	1000 ml	120,0 mm x 148 mm	5

Becher, PP (),** autoklavierbar, durchscheinend, **ISO7056**, gedruckte Grad., stapelbar



	Volumen	Rand-Ø x Höhe	
BPM0050P	50 ml	50,5 mm x 61 mm	10
BPM0100P	100 ml	61,5 mm x 73 mm	10
BPM0250P	250 ml	80,5 mm x 96 mm	10
BPM0500P	500 ml	102,5 mm x 121 mm	10
BPM1000P	1000 ml	120,0 mm x 148 mm	5
BPM2000P	2000 ml	163,0 mm x 188 mm	1

Becher, PP (),** autoklavierbar, durchscheinend, **ISO7056**, geprägte Grad., stapelbar



	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BRC0005	5 ml	22 mm x 52 mm	100
BRC0010	10 ml	24 mm x 62 mm	100

Fläschchen, PC (*), rund, PP-Schraubverschluss (**)
auslaufsicher, bis zu 10x autoklavierbar bei 121 °C



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
	Eng Halsflaschen, PC (*), rund, PP-Schraubverschluss auslaufsicher, bis zu 10x autoklavierbar bei 121 °C	
	Volumen Außen-Ø x Höhe	
BRC0500	500 ml 81 mm x 175 mm	12
BRC1000	1000 ml 97 mm x 216 mm	12



	Eng Halsflaschen, PC (*), quadratisch, PP-Schraubverschluss (**), auslaufsicher, bis zu 10x autoklavierbar bei 121 °C	
	Volumen Basis x Höhe	
BSC0250	250 ml 59 mm x 139 mm	24
BSC0500	500 ml 73 mm x 172 mm	12
BSC1000	1000 ml 92 mm x 213 mm	12
BSC2000	2000 ml 115 mm x 266 mm	6

BWHXXX **Weithalsflaschen, HDPE (**)** → s. Seite 6



	Korb, PP (**), autoklavierbar, stapelbar, weiß	
	Länge x Breite x Höhe	
BWK006	167 mm x 167 mm x 155 mm	1
BWK009	225 mm x 225 mm x 230 mm	1
TWR200	Niedrige Form, siehe Seite 25	1



	Becher, PTFE (***) , autoklavierbar, Arbeitstemperaturbereich bis zu 260 °C, trüb-weiße glatte Oberfläche, nicht für Heizplatten geeignet	
	Volumen Außen-Ø x Höhe	
BWN012	25 ml 32 mm x 47 mm	1
BWN018	50 ml 43 mm x 60 mm	1
BWN024	100 ml 54 mm x 68 mm	1
BWN030	250 ml 66 mm x 97 mm	1
BWN036	500 ml 80 mm x 125 mm	1



	Weithalsflaschen, braun PP (**) autoklavierbar, schwarzer auslaufsicherer Schraubverschluss, sehr robust, für lichtempfindliche Materialien	
	Volumen Außen-Ø x Höhe	
BWP0060AP	60 ml 40 mm x 82 mm	10
BWP0150AP	150 ml 51 mm x 116 mm	10
BWP0250AP	250 ml 60 mm x 140 mm	10
BWP0500AP	500 ml 75 mm x 161 mm	10
BWP1000AP	1000 ml 205 mm x 90 mm	5
BWP2000AP	2000 ml 242 mm x 120 mm	5



	Weithalsflaschen, PP (**), lebensmittelecht, autoklavierbar, auslaufsicherer PP-Schraubverschluss (**), Graduierung in Milliliter und Unzen, große weiße beschriftbare Fläche, durchscheinend	
	Volumen Außen-Ø x Höhe	
BWP0060P ^{GRAD}	60 ml 40 mm x 82 mm	10
BWP0250P ^{GRAD}	250 ml 60 mm x 140 mm	10
BWP0500P ^{GRAD}	500 ml 75 mm x 161 mm	10
BWP1000P ^{GRAD}	1000 ml 205 mm x 90 mm	5



Kat.-Nr.	Beschreibung		VE
	Weithalsflaschen, PP (**), lebensmittelecht, autoklavierbar, auslaufsicherer PP-Schraubverschluss (**), für hohe Ansprüche, sehr robust, durchscheinend (siehe auch S. 6)		
	Volumen	Außen-Ø x Höhe	
BWP0030PN	30 ml	32 mm x 70 mm	10
BWP0060PN	60 ml	40 mm x 82 mm	10
BWP0250P	250 ml	51 mm x 116 mm	10
BWP0500P	500 ml	60 mm x 140 mm	10
BWP1000P	1000 ml	75 mm x 161 mm	5
BWP2000P	2000 ml	205 mm x 90 mm	5
BWP0250BULK	250 ml	51 mm x 116 mm	200
BWP0500BULK	500 ml	60 mm x 140 mm	110
BWP1000BULK	1000 ml	75 mm x 161 mm	60
BWP2000BULK	2000 ml	205 mm x 90 mm	30



	Eimer, HDPE (**), lebensmittelecht, graduert, mit Bügel, ohne Deckel		
	Farbe	Volumen	
BWX104	schwarz	10,5 L	1
BWX112	weiß	10,5 L	1
BWX114	weiß	17,0 L	1



	Eimer, HDPE (**), lebensmittelecht, viereckig, mit Bügel		
BWX116	Eimer, weiß	14,0 L	1



	Behälter, PE (**), mit Deckel, luftdicht verschließbar, robust aber leicht, bis -50 °C geeignet			
	Länge	Breite	Höhe	
BWY030	100 mm	100 mm	65 mm	1
BWY032	100 mm	100 mm	125 mm	1
BWY034	210 mm	100 mm	65 mm	1
BWY036	210 mm	100 mm	90 mm	1
BWY038	210 mm	210 mm	65 mm	1
BWY039	210 mm	210 mm	90 mm	1



	Schneidebrett, PP (**), autoklavierbar, sehr robust		
	Länge x Breite x Höhe		
BWY300	300 mm x 210 mm x 9 mm		1

CAP045/H	Ersatzdeckel für BNP05A/B (siehe Seite 8)	10
CGZ85PP	Ersatzdeckel für BNP10A/B und BNP20B (siehe Seite 7)	1



CON0006A	Gummistopfen, Set beinhaltet 6 Stück Innen-Ø: 15 mm, 22 mm, 28 mm, 36 mm, 42 mm und 52 mm (Bild zeigt Anwendungsbeispiel)	1
----------	--	---


Kat.-Nr.
Beschreibung
VE

Messzylinder, PP (**), ISO6706, sehr gut lesbare gedruckte Grad., breiter Anti-Rutsch-Standfuß, Klasse B			
Volumen	Unterteilung	Außen-Ø x Höhe	
CPB0010P	10 ml	0,2 ml	14 mm x 140 mm
CPB0025P	25 ml	0,5 ml	20 mm x 170 mm
CPB0050P	50 ml	1,0 ml	26 mm x 200 mm
CPB0100P	100 ml	1,0 ml	31 mm x 250 mm
CPB0250P	250 ml	2,0 ml	42 mm x 315 mm
CPB0500P	500 ml	5,0 ml	55 mm x 360 mm
CPB1000P	1000 ml	10,0 ml	66 mm x 440 mm
CPB2000P	2000 ml	20,0 ml	83 mm x 535 mm



dto., gedrungene Form (kurz, stabil), gedruckte und geprägte Grad., Anti-Rutsch-Standfuß			
Volumen	Unterteilung	Außen-Ø x Höhe	
CPS0100P	100 ml	2,0 ml	39 mm x 163 mm
CPS0250P	250 ml	5,0 ml	54 mm x 192 mm
CPS0500P	500 ml	10,0 ml	68 mm x 218 mm
CPS1000P	1000 ml	20,0 ml	80 mm x 285 mm





Messzylinder, PP (**), ISO6706, sehr gut lesbare geprägte Grad., breiter Anti-Rutsch Standfuß			
Volumen	Unterteilung	Außen-Ø x Höhe	
CP0010P	10 ml	0,2 ml	14 mm x 140 mm
CP0025P	25 ml	0,5 ml	20 mm x 170 mm
CP0050P	50 ml	1,0 ml	26 mm x 200 mm
CP0100P	100 ml	1,0 ml	31 mm x 250 mm
CP0250P	250 ml	2,0 ml	42 mm x 215 mm
CP0500P	500 ml	5,0 ml	55 mm x 360 mm
CP1000P	1000 ml	10,0 ml	66 mm x 440 mm
CP2000P	2000 ml	20,0 ml	83 mm x 535 mm



Messzylinder, PMP (**), ISO6706, Klasse A / DIN12681 konformitäts-bescheinigt, autoklavierbar bis 121 °C, durchsichtig, sehr gut lesbare gedruckte Grad., breiter Anti-Rutsch-Standfuß			
Volumen	Unterteilung	Außen-Ø x Höhe	
CTA0010P	10 ml	0,2 ml	14 mm x 140 mm
CTA0025P	25 ml	0,5 ml	20 mm x 170 mm
CTA0050P	50 ml	1,0 ml	26 mm x 200 mm
CTA0100P	100 ml	1,0 ml	31 mm x 250 mm
CTA0250P	250 ml	2,0 ml	42 mm x 315 mm
CTA0500P	500 ml	5,0 ml	55 mm x 360 mm
CTA1000P	1000 ml	10,0 ml	66 mm x 440 mm



Messzylinder, PMP (**), Klasse B, ISO6706, autoklavierbar bis 121 °C, durchsichtig, sehr gut lesbare geprägte Grad., breiter Anti-Rutsch-Standfuß			
Volumen	Unterteilung	Außen-Ø x Höhe	
CT0010P	10 ml	0,2 ml	14 mm x 140 mm
CT0025P	25 ml	0,5 ml	20 mm x 170 mm
CT0050P	50 ml	1,0 ml	26 mm x 200 mm
CT0100P	100 ml	1,0 ml	31 mm x 250 mm
CT0250P	250 ml	2,0 ml	42 mm x 315 mm
CT0500P	500 ml	5,0 ml	55 mm x 360 mm
CT1000P	1000 ml	10,0 ml	66 mm x 440 mm
CT2000P	2000 ml	20,0 ml	83 mm x 535 mm

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
	Klemmen für Büretten, PP/Gummi (**) einfache Klemme doppelte Klemme	1 1
CWH002 CWH004		
	Abfallentsorgungsbox, Karton & LDPE (**) , für Glasabfälle, auslaufsicheres LDPE-Futter, fest verschließbar vor Entsorgung Breite x Tiefe x Höhe 30 cm x 30 cm x 70 cm, Bodenmodell 23 cm x 23 cm x 26,5 cm, Tischmodell	6 6
DBG001P DBG002P		
	Exsikkator, Vakuum, PC-Haube/Unterteil (*), Exsikkatorenplatte aus Keramik Innen-Ø 215 mm, Platten-Ø 205 mm, Spielraum über Platte 178 mm, mit Hahn Innen-Ø 245 mm, Platten-Ø 236 mm, Spielraum über Platte 195 mm, mit Hahn	1 1
DWA215 DWA245		
	Exsikkator, PS (*), stapelbar, kastenförmig, luftdichte Tür mit Dichtungen, einschl. Silikonfett Innenmaße: Länge x Breite x Höhe 190 mm x 175 mm x 110 mm	1
DWA301		
	Erlenmeyerkolben, PMP (TPX) (**) , transparent, autoklavierbar bis 121 °C, Weithals, PP-Schraubdeckel (**), gedruckte Grad. Volumen Gewinde 100 ml GL40 250 ml GL52 500 ml GL52 1000 ml GL52	1 1 1 1
FDE444 FDE446 FDE448 FDE450		
	Erlenmeyerkolben, PP (**) , transparent, autoklavierbar bis 121 °C, Weithals, PP-Schraubdeckel (**), gedruckte Grad. Volumen Gewinde 50 ml GL40 100 ml GL40 250 ml GL52 500 ml GL52 1000 ml GL52	1 1 1 1 1
FDE542 FDE544 FDE546 FDE548 FDE550		

Kat.-Nr.**Beschreibung****VE**

FDF012N
FDF018N
FDF024N
FDF030N
FDF036N
FDF038N

Messkolben, PP ()**, autoklavierbar, milchig, Genauigkeitsklasse **B/ISO 1042**, jede Flasche einzeln kalibriert, mit PP-Stopfen (**)

Volumen	Höhe mit Stopfen
25 ml	115 mm
50 ml	150 mm
100 ml	180 mm
250 ml	235 mm
500 ml	270 mm
1000 ml	310 mm

1
1
1
1
1
1



FDF112A
FDF118A
FDF124A
FDF130A
FDF136A
FDF138A

Messkolben, PMP (TPX) ()**, aus transparentem PMP, Genauigkeitsklasse **A/ISO 1042**, Chargennummer, Chargenzertifikat online erhältlich, mit PP-Stopfen (**)

Volumen	Höhe mit Stopfen
25 ml	115 mm
50 ml	150 mm
100 ml	180 mm
250 ml	235 mm
500 ml	270 mm
1000 ml	310 mm

1
1
1
1
1
1



FDF112N
FDF118N
FDF124N
FDF130N

Messkolben, PMP (TPX) ()**, transparent, Genauigkeitsklasse **B/ISO 1042**, mit PP-Stopfen (**), gedruckte Graduierung

Volumen	Höhe mit Stopfen
25 ml	115 mm
50 ml	150 mm
100 ml	180 mm
250 ml	235 mm

1
1
1
1



FWC056
FWC058
FWC060
FWC062
FWC064
FWC066

Trichter, PP ()**, autoklavierbar bis 121 °C, leicht, mit Rippen zur besseren Luftableitung

oberer Innen- Ø	Stiellänge	Gesamthöhe
40 mm	5 mm	62 mm
50 mm	9 mm	78 mm
75 mm	10 mm	107 mm
100 mm	13 mm	149 mm
120 mm	14 mm	170 mm
150 mm	17 mm	210 mm

10
10
10
10
5
5



FWC102
FWC104
FWC106
FWC108
FWC110
FWC112
FWC114
FWC116
FWC118
NB1192


Trichter, HDPE ()**, sehr robust,

oberer Innen-Ø,	Stiellänge	Gesamthöhe
80 mm	9 mm	80 mm
100 mm	11 mm	102 mm
120 mm	12 mm	121 mm
140 mm	13 mm	141 mm
180 mm	17 mm	181 mm
230 mm	21 mm	226 mm
245 mm	24 mm	239 mm
290 mm	27 mm	277 mm
360 mm	36 mm	351 mm
Set von 3 Trichtern (FWC102, FWC104 und FWC106)		

10
10
10
5
5
1
1
1

	Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
		Trichter, PP (**), speziell für Pulverabfüllungen , autoklavierbar, leicht	
		oberer Stiellänge Gesamthöhe	
		Innen-Ø,	
	FWC206	100 mm 26 mm 90 mm	5
	FWC208	120 mm 30 mm 106 mm	5
	FWC210	150 mm 36 mm 135 mm	5
	FWC212	290 mm 35 mm 208 mm	1
	FWC220	Glockentrichter, PP (**), autoklavierbar, extra langer Stiel 34 mm Trichter-Ø	10
	GC10	Schliffklemmen für Kegelschliffe, PTFE (***), chemisch-resistent, für Glasschliff-Ansatzstücke, einsetzbar bis 250 °C, beschriftet mit Stützengröße	5
	GC12	10/19	5
	GC14	12/21	5
	GC19	14/23	5
	GC24	19/26	5
	GC29	24/29	5
	GC34	29/32	5
	GC40	34/35	5
	GC45	40/38	5
		45/40	5
	GWY520	„Gallipots“, Salbenschälchen, PP (**), einsetzbar als Probengefäß, für kurzzeitige Lagerung, Mikroanalyse und vieles mehr, 60 ml-Version steril und einzeln verpackt erhältlich, nicht sterile Versionen autoklavierbar bis 121 °C, Graduierung Volumen 60 ml, nicht steril	1000
	IBB001P	Eiseimer, Polyurethan (*), mit Deckel, für Eiswasser und Trockeneis, praktisch unzerbrechlich, mit Tragegriff, durch flachen Deckel stapelbar, sehr gute Temperaturisolation, 4,5 Liter, Höhe x Breite: 185 x 330 mm	1
	IBB002P	schwarz	1
	IBB003P	blau	1
		grün	1
	IBB004P	Mini-Eiseimer, Polyurethan (*), für Eiswasser und Trockeneis, praktisch unzerbrechlich, mit Tragegriffen, sehr gute Temperaturisolation, 1 Liter, Höhe x Breite: 95 x 200 mm	1
		grün	

	Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
	JGH140	Kanister, PE (**), lebensmittelecht, leicht und robust	1
	JGH148	1 L	1
		5 L	1
		Messkrüge mit ergonomischem Henkel, PP (**), lebensmittelecht, autoklavierbar bis 121 °C, durchsichtig, gedruckte Graduierung	
	JPB0050P	Volumen 50 ml Unterteilung 10 ml Höhe 60 mm	5
	JPB0100P	100 ml 20 ml 72 mm	5
	JPB0250P	250 ml 50 ml 100 mm	1
	JPB0500P	500 ml 50 ml 120 mm	1
	JPB1000P	1000 ml 100 ml 150 mm	1
	JPB2000P	2000 ml 100 ml 187 mm	1
	JPB3000P	3000 ml 100 ml 215 mm	1
	JPB5000P	5000 ml 100 ml 253 mm	1
		Messkrüge mit ergonomischem Henkel, PP (**), lebensmittelecht, autoklavierbar bis 121 °C, geprägte Graduierung	
	JPM0100P	Volumen 100 ml Unterteilung 20 ml Höhe 72 mm	5
	JPM0250P	250 ml 50 ml 100 mm	1
	JPM0500P	500 ml 50 ml 120 mm	1
	JPM1000P	1000 ml 100 ml 150 mm	1
	JPM2000P	2000 ml 100 ml 187 mm	1
	JPM3000P	3000 ml 100 ml 215 mm	1
	JPM5000P	5000 ml 100 ml 253 mm	1
		Dosen mit Schnappdeckel, PP (**), LDPE Deckel	
	JWH0125P	Volumen 125 ml Höhe 40 mm Außen-Ø 80 mm	250
	JWH0250P	250 ml 70 mm 70 mm	250
	JWH0500P	400 ml 90 mm 70 mm	100
	JWH1000P	1000 ml 120 mm 90 mm	100
	JWH2000P	2000 ml 150 mm 140 mm	50
	JWH2500P	2500 ml 150 mm 170 mm	25
	JWH5000P	5000 ml 210 mm 200 mm	25
		Dosen mit Schraubverschluss, PP (**), autoklavierbar	
	JWP0030P	Volumen 30 ml Höhe 43 mm Außen-Ø 43 mm	72
	JWP0060P	60 ml 47 mm 53 mm	48
	JWP0125P	125 ml 60 mm 70 mm	36
	JWP0250P	250 ml 66 mm 89 mm	36
	JWP0500P	500 ml 97 mm 89 mm	24
	JWP0950P	950 ml 100 mm 120 mm	24
	JWP1200P	1200 ml 132 mm 120 mm	24
		Schliffklemmen für Kegelschliffe, POM/Polyacetal (*), für Glasschliff-Ansatzstücke, einsetzbar bis 80 °C, farbkodiert	
	KC10	Schliff 10/19 Farbe hellgrün	10
	KC12	12/21 violett	10
	KC14	14/23 gelb	10
	KC19	19/26 blau	10
	KC24	24/29 grün	10
	KC29	29/32 rot	10
	KC34	34/35 orange	10
	KC40	40/38 ocker	10
	KC45	45/40 braun	10

Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
	Schliffklemmen für Kugelschliffe, POM/Polyacetal (*) , für Glasschliff-Ansatzstücke, einsetzbar bis 80 °C, farbkodiert	
	Größe Farbe	
	KS13 S13 violett	5
	KS19 S19 dunkelblau	5
	KS29 S29 dunkelrot	5
KS35	S35 hellorange	5
	Schlauchklemmen, thermoplastisches Polyester , für Gummi- und Plastikschläuche, stufenlose Regulierung, einfache Handhabung	
	Schlauchdurchmesser	
	KT4.5 Ø bis 4,5 mm	5
	KT6 Ø bis 6 mm	5
	KT10 Ø bis 10 mm	5
KT14	Ø bis 14 mm	5
	Rückschlagventil/Verbindungsstück, PP und Neopren (**) , für Flüssigkeiten und Vakuum, verhindert Gegendruck	
	Außen-Ø NWH902P 4-7 mm	5
	Pipettierhilfe „Bibette“ , für Voll- und Messpipetten 0,1 bis 100 ml, Adapter und Filter autoklavierbar, PTFE Membranfilter verhindert Aufsaugen der Flüssigkeit ins Gehäuse.	
	PFL001N Farbe: neutral	1
	PFL001B Farbe: blau	1
	PFL002 Ersatz-Membranfilter	Satz/10
	Hand- und Fingerprotektoren aus Silikon Ideal für den sicheren Umgang mit heißen Bechergläsern, Flaschen	
	u. v. m. – bis 250 °C, auch sehr gut geeignet für den Umgang mit kalten Gegenständen (bis -57 °C)	
	Handprotektor PGR402	1
PGR406	Fingerprotektor	1



Kat.-Nr.

Beschreibung

VE

PWD003

Wasserstrahlpumpe, PP ()**, geeignet für den Wasserdruck in den meisten Laboren, gesteigerte Sicherheit durch integriertes Rückschlagventil, geringer Wasserverbrauch
Wasserstrahlpumpe

1



PWY144
PWY145
PWY146


Pipettierhilfe, Saugballversion, Gummi (*)

für Pipettengrößen bis 100 ml geeignet
Dto., für einhändige Anwendung
Dto, mit verlängerter Einlassdüse für einfacheres Halten

1

1


1



Gestelle, PP ()**, autoklavierbar, in 3 Farben, für Reagenzgläser 13 – 31 mm Ø oder Mikrozentrifugenröhrchen 1,5 ml (11 mm Ø), in flachen Kartons geliefert zum Zusammensetzen in Sekundenschnelle, sinken im Wasserbad, Bohrungen mit Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet



	L x B x H [mm]	Anzahl und Ø Röhrchen	Farbe	
RPB001P	265 x 126 x 38	128 x 11 mm	blau	5
RPB018P	265 x 126 x 75	55 x 18 mm	blau	5
RPB021P	265 x 126 x 75	40 x 21 mm	blau	5
RPB026P	265 x 126 x 88	32 x 26 mm	blau	5
RPB031P	265 x 126 x 88	21 x 31 mm	blau	5
RPW013P	265 x 126 x 75	84 x 13 mm	weiß	5
RPW018P	265 x 126 x 75	55 x 18 mm	weiß	5
RPW021P	265 x 126 x 75	40 x 21 mm	weiß	5
RPW026P	265 x 126 x 88	32 x 26 mm	weiß	5
RPW031P	265 x 126 x 88	21 x 31 mm	weiß	5



RWK070
RWK070FS

Abtropfgestell, kunststoffbeschichtet ()**

Abtropfstäbe: 8 x 110 mm lang und 24 x 80 mm lang
wie oben, aber **selbststehend**

1

1

SCBNP01

Ersatzhahn für Große Ballonflaschen (siehe Seite 7)

1



SGT006

Schutzschild, PC (*), durchsichtig, sehr robust, 3 mit Scharnieren verbundene Paneele geben eine variable Schutzfläche bis 180°, solide schwere Füße gewähren guten Halt und können darüber hinaus an der Arbeitsfläche befestigt werden.

Höhe	Außenpaneel	Mittelpaneel	Gesamtbreite
610 mm	226 mm	300 mm	750 mm

1


Kat.-Nr.
Beschreibung
VE

Schaufeln, PP (),** autoklavierbar, glatte Oberfläche, weiß, Vol.-Größe deutlich geprägt

	Volumen	Länge	
SWL008	10 ml	102 mm	5
SWL012	25 ml	137 mm	5
SWL018	50 ml	160 mm	5
SWL024	100 ml	198 mm	5


Schaufeln aus PP (und HDPE (**))**

	Volumen	Länge	Material	
SWL028	150 ml	250 mm	HDPE	5
SWL030	250 ml	259 mm	PP	5
SWL036	500 ml	315 mm	PP	5
SWL040	1500 ml	405 mm	HDPE	1
SWL140	1000 ml	385 mm	PP	1



Magnetrührstäbe, PTFE (*)**, autoklavierbar, **Zylinderform** mit Ring für gleichmäßige Bewegungen auch auf unebenen Gefäßböden

	Länge	Außen-Ø	
SWN501	15 mm	4,5 mm	2
SWN502	12 mm	4,5 mm	2
SWN503	20 mm	6,0 mm	2
SWN504	25 mm	6,0 mm	2
SWN505	35 mm	6,0 mm	2
SWN506	45 mm	8,0 mm	2
SWN507	40 mm	8,0 mm	2
SWN508	60 mm	9,5 mm	2
SWN509	50 mm	8,0 mm	2
SWN510	70 mm	9,5 mm	2
SWN511	30 mm	6,0 mm	2



SWN515

Magnetrührstäbe, gemischt, PTFE (*)**, autoklavierbar, Kasten aus PP (**); **Inhalt:**
Mit Achsenring: je 2 Stück 12 x 4,5 mm, 25 x 6 mm, 45 x 8 mm und 60 x 9,5 mm,
Oval: je 2 Stück 20 x 10 mm, 25 x 12 mm, 35 x 16 mm und 50 x 20 mm
Mikro: je 3 Stück 7 x 2 mm und 10 x 3 mm

Satz/22



Magnetrührstäbe, PTFE (*)**, autoklavierbar, **Oval** für Rundkolben

	Länge	Außen-Ø	
SWN520	20 mm	10 mm	2
SWN522	25 mm	12 mm	2
SWN524	30 mm	16 mm	2
SWN525	35 mm	16 mm	2
SWN526	40 mm	20 mm	2
SWN528	50 mm	20 mm	2



SWN564
SWN566

Magnetstab-Entferner, PTFE ummantelt (*)**, autoklavierbar
 250 mm Länge
 350 mm Länge


1
1

Kat.-Nr.	Beschreibung		VE
	Magnetrührstäbe, PTFE (***) , autoklavierbar, Zylinderform mit abgerundeten Enden, für Flachbodengefäße, einsetzbar bis 260 °C		
	Länge	Außen-Ø	
SWN652	6 mm	3,0 mm	2
SWN654	8 mm	3,0 mm	2
SWN656	12 mm	4,5 mm	2
SWN657	13 mm	6,0 mm	2
SWN658	15 mm	4,5 mm	2
SWN659	15 mm	6,0 mm	2
SWN660	20 mm	6,0 mm	2
SWN662	25 mm	6,0 mm	2
SWN664	30 mm	6,0 mm	2
SWN666	35 mm	6,0 mm	2
SWN668	40 mm	8,0 mm	2
SWN670	45 mm	8,0 mm	2
SWN672	50 mm	8,0 mm	2
SWN674	60 mm	9,0 mm	2
SWN676	70 mm	9,5 mm	2
	Griffbundhülsen, PTFE (***) , autoklavierbar, Griffbund, vakuumdicht für Glasverbindungen, temperaturbeständig -100 °C bis +260 °C, kein Festsetzen		
	Schliffgröße		
SWN804	14/23		1
SWN806	19/26		1
SWN810	29/32		1
	Magnetrührstäbe, PTFE (***) , autoklavierbar, Mikro für kleine Gefäße und Röhrchen		
	Länge	Außen-Ø	
SWN950	7 mm	2,0 mm	2
SWN954	10 mm	3,0 mm	2
SWN956	13 mm	3,0 mm	2
	Schliffmanschetten, PTFE (***) , autoklavierbar, ca. 0,07 mm dick, für Glasverbindungen, temperatur- beständig -100 °C bis +250 °C		
	Schliffgröße		
SWN961	14/23		10
SWN962	19/26		10
SWN963	24/29		10
SWN964	29/32		10
SWN965	34/35		10
SWN966	40/38		10
SWN967	45/40		10
SWN968	50/42		10
SWN969	55/44		10
	Stativ, PE (**) , solide Ausführung, 2,5 kg garantieren Stabilität, ohne Klemmen		
SWP012	Stativstange (760 x 12,5 mm) in der Mitte		1
SWP014	Dto. in der Mitte der Stirnseite		1

	Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
	SWP033	Pipettenständer, PP (**) , blau, chemisch resistent, für bis zu 94 Pipetten, sehr stabil, Fußdurchmesser 230 mm, Höhe 470 mm, mit drehbarem Rack	1
	SWP062	Petrischalenständer, kunststoffbeschichteter Stahl (**) , autoklavierbar, für 6 x 90 mm Petrischalen weiß	1
	SWQ003	Ersatzhähne Ersatzhahn für BGH034 und BGH036, s. Seite 6	1
	SWQ016	Ersatzhahn für BGH038 und BGH040, s. Seite 6	1
	SWQ028T	Ersatzhahn für Acrylbürette BDH112T s. Seite 4	1
	SWX004	Sedimentiersystem nach Imhoff, Acryl/SAN (*) Acryl-Gestell für zwei Sedimentiergefäße	1
	SWX008	Sedimentiergefäß , farblos, durchsichtig, mit geprägter Grad. Und Verschraubung zur Entleerung, 1000 ml (auch erhältlich in Pyrex® Glas, siehe separate Preisliste)	1
		Stopfen, PE (**) , autoklavierbar, für Glas- und Kunststoffbehälter	
	TRF591	Schliffgröße 10/19	10
	TRF592	12/21	10
	TRF593	14/23	10
	TRF595	19/26	10
	TRF596	24/29	10
	TRF597	29/32	10
	TRF598	34/35	10
	TWR000P	Färbeplatte, PP (**) , autoklavierbar, 12 Vertiefungen à ca. 1 ml 115 mm x 95 mm Plattengröße	10
	TWR022	Tablett, PP (**) , autoklavierbar, mit 22 mm hohem Rand Länge x Breite 610 mm x 350 mm	1



Kat.-Nr.	Beschreibung	VE
TWR038	Ständer für Behälter mit rundgewölbtem Boden, PP (**), autoklavierbar 145 mm oberer Außen-Ø	1



TWR200	Korb, PP (**), autoklavierbar bis 121 °C, zum Autoklavieren, Waschen u. Aufbewahren von Laborartikeln Länge 400 mm Breite 300 mm Tiefe 100 mm	1
--------	--	---



TWR204	Rechteckige Wannen, PP (**), autoklavierbar, ideal zum Sterilisieren Länge 390 mm Breite 290 mm Höhe (mit Deckel) 20,48 Vol. 20,48	1
--------	--	---



	Pinzetten, PMP / POM (**), autoklavierbar	
	Länge Farbe Enden Material	
TWY260	115 mm weiß spitz PMP	1
TWY262	145 mm weiß spitz PMP	1
TWY264	180 mm gelb rund POM	1
TWY266	250 mm gelb rund POM	1



	Spritzflaschen, klassische Form, Enghals, LDPE (**), auslaufsicherer weißer PP-Verschluss , zylindrische Form, Spritzdüsen lassen sich in jeder Position betätigen	
	Volumen Verschluss	
WGF230P	250 ml weiß	5
WGF236P	500 ml weiß	5



	Spritzflaschen, Enghals, langgestreckte Form, LDPE (**), auslaufsicher, Spritzdüsen lassen sich in jeder Position betätigen, auslaufsicherer weißer PP-Verschluss 3 Flaschengrößen	
	Volumen Verschluss	
WGF330P	250 ml weiß	5
WGF330VRAC	250 ml weiß Großpackung	150
WGF336P	500 ml weiß	5
WGF336VRAC	500 ml weiß Großpackung	100
WGF240P	1000 ml weiß	5
WGF240VRAC	1000 ml weiß Großpackung	55

Kat.-Nr.**Beschreibung****VE**

Spritzflaschen, bedruckt mit Namen der 7 gängigsten Laborflüssigkeiten und entsprechenden Warnhinweisen, LDPE (),** auslaufsicher, Spritzdüsen lassen sich in jeder Position betätigen, 2 Flaschengrößen, 6 farbcodierte auslaufsichere **PP-Verschlüsse**




	Volumen	Verschluss	Aufdruck	
WGF500	250 ml	weiß	-	5
WGF501	500 ml	weiß	-	5
WGF530P	250 ml	weiß	„Wasser“	5
WGF531P	250 ml	rot	„Aceton“	5
WGF532P	250 ml	grün	„Methanol“	5
WGF533P	250 ml	blau	„Isopropanol“	5
WGF534P	250 ml	gelb	„I.M.S.“	5
WGF535P	250 ml	orange	„Ethanol“	5
WGF536P	500 ml	weiß	„Wasser“	5
WGF537P	500 ml	rot	„Aceton“	5
WGF538P	500 ml	grün	„Methanol“	5
WGF539P	500 ml	blau	„Isopropanol“	5
WGF540P	500 ml	gelb	„I.M.S.“	5
WGF541P	500 ml	orange	„Ethanol“	5
WGF600P	250 ml	weiß	„Dest. Wasser“	5
WGF601P	500 ml	weiß	„Dest. Wasser“	5



Spritzflaschen, nicht belüftet, Weithals, LDPE (),**

freie Beschriftungsfelder, dreisprachig bedruckt, mit Aufklebern zur Gefahrenkennzeichnung

WGW001PML	250 ml	5
WGW002PML	500 ml	5
WGW020PML	1000 ml	5
WGWPEN01	Markierstift, schwarz, für Spritzflaschen	2



Spritzflaschen, patentiertes garantiert tropfenfreies DripLok® Sicherheitsventil, Weithals, LDPE (),** Steigrohr und auslaufsicherer weißer **PP-Verschluss**

aus einem Stück geformt, freie Beschriftungsfelder

WGW001VTML	250 ml	5
WGW002VTML	500 ml	5
WGW004VTML	500 ml, PP Verschlüsse in versch. Farben	5
WGW020VTML	1000 ml	5
WGWPEN01	Markierstift, schwarz, für Spritzflaschen	2



Spritzflaschen, patentiertes garantiert tropfenfreies DripLok® Sicherheitsventil, Weithals, LDPE (),**

vorbeschriftet für Gram-Färbung 250 ml Flaschen mit Aufdruck: „Crystal violet“, „Lugol's iodine“, „Gram iodine“, „Gram colour/ de-colourising“ und „Safranin solution“

WGW0255V		Satz/5
----------	--	--------

Kat.-Nr.	Beschreibung		VE
	Spritzflaschen, Weithals, LPDE (**), farbkodierter auslaufsicherer Verschluss (5 Farben), Steigrohr und PP-Verschluss aus einem Stück geformt, 3 Größen		
	Volumen	Verschluss	
WGW230P	250 ml	weiß	5
WGW231P	250 ml	rot	5
WGW232P	250 ml	gelb	5
WGW233P	250 ml	grün	5
WGW234P	250 ml	blau	5
WGW235P	500 ml	blau	5
WGW236P	500 ml	weiß	5
WGW237P	500 ml	rot	5
WGW238P	500 ml	gelb	5
WGW239P	500 ml	grün	5
WGW443P	1000 ml	weiß	5
WGW444P	1000 ml	gelb	5
WGW445P	1000 ml	rot	5
WGW446P	1000 ml	blau	5
WGW447P	1000 ml	grün	5
WGW229P	250 ml Flaschen, von jeder Farbe eine		Satz/5



**Dto., patentiertes garantiert tropfenfreies
DripLok® Sicherheitsventil**

	Volumen	Verschluss	
WGW234PVENT	500 ml	orange	5
WGW235PVENT	500 ml	blau	5
WGW236PVENT	500 ml	weiß	5
WGW237PVENT	500 ml	rot	5
WGW238PVENT	500 ml	gelb	5
WGW239PVENT	500 ml	grün	5
WGW443VT	1000 ml	weiß	5
WGW444VT	1000 ml	gelb	5
WGW445VT	1000 ml	rot	5
WGW446VT	1000 ml	blau	5
WGW447VT	1000 ml	grün	5
WGW448VT	1000 ml	orange	5



**Schraubverschlüsse für Weithalsflaschen,
patentiertes garantiert tropfenfreies
DripLok® Sicherheitsventil**


WBCAPVW	weiß	5
WBCAPVR	rot	5
WBCAPVY	gelb	5
WBCAPVG	grün	5
WBCAPVB	blau	5
WBCAPVOR	orange	5



Bestimmter Aufdruck für Ihre Waschflasche gewünscht?

**Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen
zu den kundenspezifischen Waschflaschen
von SciLabware zu erhalten.**

Kat.-Nr.	Beschreibung			VE	
	Spritzflaschen, Weithals, LDPE (**), viersprachiger Aufdruck* (englisch, französisch, deutsch und spanisch), ohne Belüftungsventil , farbkodierter Verschluss, Steigrohr und PP-Verschluss aus einem Stück geformt				
	Volumen	Verschluss	Aufdruck		
	WG530PML	250 ml	weiß	„Wasser“	5
	WG531PML	250 ml	rot	„Aceton“	5
	WG532PML	250 ml	grün	„Methanol“	5
	WG533PML	250 ml	blau	„Isopropanol“	5
	WG534PML	250 ml	gelb	„I.M.S.“	5
	WG535PML	250 ml	orange	„Ethanol“	5
	WG401PML	500 ml	weiß	„Hypochlorid“	5
	WG536PML	500 ml	weiß	„Wasser“	5
	WG537PML	500 ml	rot	„Aceton“	5
	WG538PML	500 ml	grün	„Methanol“	5
	WG539PML	500 ml	blau	„Isopropanol“	5
	WG540PML	500 ml	gelb	„I.M.S.“	5
	WG541PML	500 ml	orange	„Ethanol“	5
	WG600PML	250 ml	weiß	„Destilliertes Wasser“	5
	WG601PML	500 ml	weiß	„Destilliertes Wasser“	5
	WG602PML	250 ml	weiß	„Deionisiertes Wasser“	5
	WG603PML	500 ml	weiß	„Deionisiertes Wasser“	5
	WG700PP	500 ml	weiß	„Azlon“	5
	WG701PP	500 ml	weiß	„Dichlormethan“	5
	WG703PP	500 ml	grün	„Methylethylketon“	5
* Beschriftung in weiteren Sprachen auf Anfrage					



Dto., patentiertes garantiert tropfenfreies DripLok® Sicherheitsventil				
	Volumen	Verschluss	Aufdruck	
WG531VTML	250 ml	rot	„Aceton“	5
WG532VTML	250 ml	grün	„Methanol“	5
WG533VTML	250 ml	blau	„Isopropanol“	5
WG534VTML	250 ml	gelb	„I.M.S.“	5
WG535VTML	250 ml	orange	„Ethanol“	5
WG537VTML	500 ml	rot	„Aceton“	5
WG538VTML	500 ml	grün	„Methanol“	5
WG539VTML	500 ml	blau	„Isopropanol“	5
WG540VTML	500 ml	gelb	„I.M.S.“	5
WG541VTML	500 ml	orange	„Ethanol“	5



Runde Waschflaschen mit integriertem Ausguss zur Vermeidung von Kontaminationen				
	Volumen	Verschluss	Aufdruck	
WG800P	500 ml	gemischt	Kein Aufdruck	5
WG801P	500 ml	weiß	„Destilliertes Wasser“	5
WG802P	500 ml	rot	„Aceton“	5
WG803P	500 ml	grün	„Methanol“	5
WG804P	500 ml	weiß	„Isopropanol“	5
WG805P	500 ml	orange	„Ethanol“	5



Abtropfgestell, PS (*), zur Wandmontage, 650 mm x 450 mm, Abstände der Abtropfstäbe justierbar, Schale mit Abfluss-Schlauch				
		Länge x Außen-Ø		
WRP001P	72 Stäbe	120 mm x 16 mm		1
WRP002P	Kleine Abtropfstäbe	100 mm x 6 mm		Satz/11



Waschflaschen, LDPE ()**, Aufdruck, Beschriftungsfeld gemäß CPA (Akkreditierung für klinische Pathologie), abnehmbare Spitze, Belüftungsverschluss (flüchtige Lösungen) oder normaler Schraubverschluss, schlanke Form, weiter Hals

	Volumen	Verschluss
WTR250VT	250 ml	Belüftungsverschluss, rot
WTR500VT	500 ml	Belüftungsverschluss, rot

5

5

Bitte beachten Sie auch unsere umfangreiche Glasproduktpalette von



Pyrex® Quickfit® MBL®

→ Fordern Sie unsere separaten Produktübersichten an!



Abkürzungen und Symbole

- (*) gute chemische Beständigkeit (Vorsicht bei org. Lösungsmitteln, starken Säuren und Basen)
 (**) sehr gute chemische Beständigkeit
 (***) hervorragende chemische Beständigkeit

AC	Acryl (*), klar, Betaschutz	-60 bis +90 °C
HDPE	Polyethylen hoher Dichte (**), durchscheinend, fest	-100 bis +120 °C
LDPE	Polyethylen niedriger Dichte (**), durchscheinend, weich	-50 bis +80 °C
NA	Nicht im Katalog aufgeführt	
PC	Polycarbonat (*), (autoklavierbar), klar, fest	-135 bis +135 °C
PE	Polyethylen	(s. HDPE/LDPE)
PMP (TPX)	Polymethylpenten (**), durchsichtig, fest (autoklavierbar)	-180 bis +145 °C
PP	Polypropylen (**), durchscheinend, fest (autoklavierbar)	-20 bis +135 °C
PS	Polystyrol (*), glasklar, fest	-40 bis +90 °C
PET	Polyethylen Terephthalat (*), glasklar, fest	-40 bis +70 °C
SAN	Styrol-Acrylnitril	-20 bis +85 °C
PFA	Perfluoralkoxy (***), durchsichtig, weich, (autoklavierbar)	-260 bis +270 °C
POM	Polyacetal, Polyoxymethylen (*), fest	-40 bis +140 °C
PTFE	Polytetrafluorethylen (***), milchig, fest, (autoklavierbar)	-200 bis +260 °C
PVC	Polyvinylchlorid (*), durchsichtig, fest	-25 bis +70 °C
PVDC	Polyvinylidenchlorid (*), durchsichtig, fest	-25 bis +70 °C